

# 王不留行耳穴贴 中医耳贴 防过敏防水耳豆贴

产品名称	王不留行耳穴贴 中医耳贴 防过敏防水耳豆贴
公司名称	明远视力眼用品店
价格	14.99/盒
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市坊子新区
联系电话	0536-2105952 15615267662

## 产品详情

王不留行耳贴

产品名称：

规格：  
100粒/盒

生产厂家：

上海泰成科技发展有限公司

此款耳贴特点：正规大厂家生产（三证齐全）！专供大医院大药店！防过敏胶布！粘性十足！胶布薄、透气！灭菌处理（很重要）！

采用美国3M公司脱敏性胶布，不会引起过敏。

主要性能参数：

(1) 呈球形，直径约2mm。

(2) 表面黑色，少数红棕色，有细密颗粒状突起，一侧有1凹陷的纵沟。

(3) 质硬。

适用范围：适用于在中医耳穴刺激的治疗。

有效期：四年

使用方法：已经是成品，能直接用了，撕下胶布直接贴于耳穴处就可以了，方便安全。贴上后记得要经常按压所贴之处，有利于增强穴位刺激。这样才有效果，贴上之后如果没有按压是不会有效果的哦。这个大家一定要记住的。一般一次一个贴按压到感觉耳朵很红肿胀（大约30秒）

耳贴使用时间：夏天一般贴1-2天，冬天3 - 4天为宜，然后换另外一侧耳朵贴。一般15天为一个疗程，休息2-3天，继续下一个疗程。

磁珠耳穴贴是指在耳朵表皮贴压磁珠，加以按压达到激发经气，疏通脉络的目的，简易、安全、没有副作用、不易引起感染。

- 1、耳穴图书（里边有详细的介绍 贴耳穴治百病）
- 2、耳穴探笔（帮您找准穴位）
- 3、耳朵模型(帮您找穴位)