

# 恒达军工贝贝熊暖宝宝、暖手宝、保暖贴大贴

产品名称	恒达军工贝贝熊暖宝宝、暖手宝、保暖贴大贴
公司名称	程剑平（个体经营）
价格	1.00/片
规格参数	品牌:恒达军工贝贝熊暖宝宝 产品尺寸:130*100
公司地址	中国 湖南 岳阳市岳阳楼区 湖南省岳阳市岳阳楼区泰和大市场3栋2楼20.21号
联系电话	86 0730 3223810 13975026378

## 产品详情

品牌	恒达军工贝贝熊暖宝宝	产品成分	铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物
产品尺寸	130*100	最高温度	63
平均温度	53	保温时间	12小时左右
保质期	3年	箱装数量	300片
贸易属性	内销	产品类别	保暖贴

本品特点：1、核军工企业军转民产品，质量绝对有保障！2、价格便宜，可用来作为赠品销售！3、用过回头率达到98%以上！！4、快速消费品，而且相当实用！5、具有很多保健功效，适合各种消费人群！6、非常适合网店冲信用的一款产品！

风靡日韩保暖贴/抗寒贴/暖腰贴/暖宝宝/祛寒保暖热敷消肿凛冽的寒冬，你想让你的爱人在冬日里美丽不冻人吗？冬季里你想让孩子在滴水成冰的寒冬上学不再受冻吗？在白雪皑皑的季节，父母也怕寒冷，你想送温暖表爱心吗？现在天气越来越冷了，这个除了自己用还可以送父母、送孩子、送姐妹、送兄弟、送同事.....男女老少都适宜，很划算的哦！！寒冷的冬季里，gg可以送给心爱的mm们，这样mm的这个冬天就不冷了，圣诞元旦等节日逛街的时候放一片在口袋里，从手心暖暖到心田，没有你牵的一只手也同样温暖如春，mm肯定会因为你的细致关怀而感动不已！！有小孩上学的也可以用哦，贴在膝盖上或者放在口袋里，上课再也不会因为冷而不能集中精力听课了！！家里有老年人的也可以用的，冬天老年人最怕冷，孝顺的你买一些送给老年人，老人肯定喜欢而且觉得贴心实用，贴在腰上或者膝盖上再也不会觉得冷！！其实这个对老年人来说是四季常备用品的呀！！经常骑车的人也可以用的，冬天寒风很大，骑车的时候贴一片在膝盖上，不仅保暖而且有效预防风湿减轻疼痛！！喜欢钓鱼等户外活动的朋友们，也可以贴在身上保暖驱寒的，嘿嘿~~结婚的新娘子，冬天里贴上一片真是就有结婚的风光喜庆，又保持身体暖暖的，有活力而且还不会感冒哦，很灵的哦~~

——宝贝描述——

产品规格数据：

产品尺寸：130\*100mm 发热时间：12小时左右

平均温度：53 最高温度：68

单片重量：约50克 整箱重量：15公斤

包装说明：纸箱包装 装箱数量：300片装

生产日期：见包装袋 有效时间：三年

产品材质该品为片状贴剂，是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，原料层置于无纺布袋内，明胶层用于使暖贴粘附在衣服上。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不漏、透气性好。明胶层选用日本特有的优质压敏胶涂层，粘结牢固，绝不污损衣物。

作用原理1、暖贴中的原料层可以在空气中氧气的作用下12-20小时内持续不断地释放热量，这种反应过程是从一打开真空包装的时候开始的。

2、人体各部份都存在局部的微循环系统，为机体的各部份输运营养，排出体内垃圾。中医理论强调"通则不痛，痛则不通"，意即当人体经常受寒气侵袭，局部的微循环系统发生阻滞时，使相应机体既得不到营养，又无法排出废物，就会产生痛疼，进而引起病变。而暖贴的持续放热可以促进人体微循环进入良性循环状态，恢复正常的生理机能，从而消除疼痛，治疗疾病。

作用功能一贴即热，快速热敷、消肿、止痛、活血化瘀，广泛适用于各种畏寒症。

1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四肢发凉、患处遇寒疼痛等疾病患者迅速止痛的即开即用型产品。

2、驱寒保暖，促进人体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。

3、促进经络畅通，热敷相关穴位，消除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。

4、冬季替代厚重的棉衣，为人体提供温度保障。

使用方法将暖贴的真空包装沿切入口打开，揭去暖贴后面的衬纸，贴于内衣的外侧，用手铺平即可。可贴于人体的肩部、背部、腰部、胃部及相关关节部位。使用完后，扔入垃圾箱。

适用范围1、用于风湿、关节炎、痤疮、劳损引起的疼痛、麻木、肿胀。2、用于受寒引起的胃肠病、腹泻、腹痛等。3、妇女痛经、产后收腹。4、外伤恢复期理血散瘀。5、滑雪、钓鱼、打猎、郊游、野外作业时取暖。6、房间内低温时取暖。7、按摩的热敷等。

注意事项

1、使用时要贴于内衣的外侧，不要直接贴于人体皮肤上。

2、请注意低温烫伤，就寝时请不要使用，在被窝中使用或与取暖设备并用时，会使温度升高，请勿使用。

3、糖尿病、孕妇和血液循环障碍者，皮肤热敏感度低者，请在使用时注意。

4、小孩，高龄者，不能自理者应在特别看护下使用。

5、若包装内容物不慎接触到眼睛要立即用清水冲洗并就医。识食后要立即催吐并就医。

6、请避免在同一位置长时间使用，并注意确认皮肤状况，如有异常立即取下。

7.远离孩童，暖贴不宜直接贴于皮肤上使用，不可使用破烂暖贴。

### 如何防止低温烫伤?

热量是透过血液来传播的，如果在放置暖贴的身体部位上过度压迫，就会影响血液的运行而引发暖贴温度过高并引起低温烫伤。1. 避免压迫放置暖贴的部位。（即穿的衣服不要过紧）2. 避免长时间放置暖贴于同一部位。（一班3-5天换一个部位贴）3. 如感觉暖贴过热时，请移置暖贴于不同部位，或者多隔一件衣物。幼儿，身体不便人士，高龄者，或血液循环不良的人等在就寝时使用，请特别注意暖贴过热而引发低温烫伤。严禁暖贴直接接触皮肤贴用！

### 低温烫伤的症状是什么样的?

低温烫伤是在不知不觉的情况之下慢慢的侵入肌肤而烫伤肌肤的表面和肌肤的深部，会在皮肤的表面形成红斑，水疱等症状。

### 低温烫伤如何处理？

因为低温烫伤会伤及肌肤的深部，所以，治疗的时间也会加长。表皮的治疗不同于其它治疗方法，依烫伤的程度而异，请至皮肤科或美容形成外科接受治疗。

### 误食暖贴内的东西如何处理?

暖贴内不含有毒性物质，但应放置在儿童不能触及之处，万一发生误食时，先催吐或喝大量的水，并及时送医院就诊。

### 过期的暖贴能否使用?

暖贴的有效期限为温度规格的保证期限而不是产品失效期限。就算过期的一贴热，产品本身并不会变质或不发热。依暖贴的保管状态而异，也许会产生最高温度过高或是持续时间缩短的情形发生，但依然可使用。

### 使用暖贴是否需要揉搓?

暖贴采用的是控制氧气透入量的特殊微孔无纺布，若揉搓暖贴会使内部的物质分布不均匀影响发热效果，严重时会导致微孔堵塞而无法发热。搓揉暖贴并不能加快加热的速度。所以建议不要搓揉一贴热。

### 暖贴不够暖怎么办?

暖贴的发热是受到多方面的因素影响的：1.外界气温的高低；2.所穿衣物的材质；3.使用者的年龄和个人的身体状况，以及对热的敏感度；4.空气进入暖贴的多少等。这些因素不同，温度也会有所不同。如果因为暖贴久久不热而拿进拿出，或过度密贴，空气无法进入，暖贴便无法产生热能。

### 鞋用暖贴不够温暖怎么办?

鞋中的通气性差，依照鞋子的材料和种类而定，保温效果也会有所不同。当鞋用暖贴不够温暖时，请脱鞋让暖贴接触空气。

### 粘贴型暖贴和鞋用型暖贴能否等同使用？

鞋内的通气性低，发热必需的氧气也不足。经过特殊设计之后，鞋用一贴热在通气性低的状态下也可吸取足够的氧气来自行发热。如将普通暖贴置入鞋中，会因为氧气不足而无法发热。如果将鞋用暖贴作为普通粘贴型暖贴使用时，会因为氧气过多而产生温度过高并导致内袋膨胀。

### 暖贴为什么能缓解关节炎与畏寒症？

关节炎、肩周炎、畏寒症等疾病从病理原因上讲都是局部微循环阻滞的结果。而暖贴的主要功能就是促进人体局部微循环系统运转正常，从而消除各种微循环阻滞给人体带来的危害，起到缓解作用。

### 冬天的时候，为了保持「风度、靓度」，怎样用暖贴保持「温度」？

可以用鞋用型暖贴，坚持使用即可。如果穿裙子的话，可在双膝各用一片粘贴型暖贴。

### 孩子冬天上学可以用暖贴保暖吗？

当然可以。我们国家大多数教室都缺乏保暖设施，孩子在里边确实是够冷的，用暖贴给孩子保暖绝对是个好办法。每天一贴，孩子身暖，父母心安。

### 女性痛经如何使用暖贴？

据统计80%的育龄女性均有不同程度的痛经现象，专家认为最好的方法是热敷。所以，在经期使用暖贴能非常有效地解决经期不适这一普遍现象，对经期性酸痛有很强的缓解作用。在经期只需将暖贴贴于小腹部的内衣外侧即可。

### 四肢发凉，如何使用暖贴？

可在双肩部分、双膝部位同时使用暖贴，坚持30天，即可收到很好效果。

## 保存方法

未使用之暖贴必须保存于原包装内，置于干燥、避光处保存。放在幼儿不易拿到的地方

## 实力铸就品质 品质成就品牌

我们目前拥有中国最大的暖宝宝生产基地，产品远销欧美。早期出口日本、韩国、新加坡、加拿大等国家，年产值过亿。2008年开始运做国内市场，和全国各大知名超市合作，沃尔玛、家乐福、屈臣士、中百超市等大型连锁机构合作。我们是中国暖宝宝最早做出口的企业，公司属于国家核军工企业产品质量保障，拥有目前国内最优秀的专业技术团队，设备先进。我们企业宗旨：发展中国核军工，为人民服务

。