

拔罐器 自产自销电动真空拔罐器

产品名称	拔罐器 自产自销电动真空拔罐器
公司名称	深圳聚焦医疗设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	SJY:电动真空拔罐器 SJY-9901:新品研发生产销售电动真空拔罐器 全网真空吸力大:无线蓝牙智能遥控器
公司地址	深圳市宝安区西乡鹤州恒丰工业城C6栋1404D
联系电话	0755-27474718 13168794546

产品详情

1. 全自动抽真空自动拔罐器 2. 拔罐/走罐/散罐/刮痧 3. 无线智能开关 4. 全网真空吸力最大 5. 赠32个罐体
6. 赠送专用刮痧头 7. 7块砖15公斤超强吸力 8. 智能遥控开关 9. 智能电动真空拔罐器

内置高性能可充电池，有电无电都可以用，非常方便

联系地址：深圳市宝安区西乡鹤州恒丰工业城C6栋1404D 拔罐印色素反映如下：1、罐印紫黑而暗：一般表示供血不足，行经不畅有血淤现象。2、罐印发紫并伴有斑块：一般表示寒凝血淤症。3、罐印呈散在紫点状，且深浅不一，表示气滞血淤症。4、罐印鲜红而艳：一般表示阴虚，气血两虚或阴虚火旺。5、罐印红而暗：表示血脂高，且有热邪。6、罐印灰白，触而不温，多为虚寒或湿邪。7、罐印表面有皮纹或微痒：表示风邪或湿症。8、罐体内壁有水气：表示该部位有湿气。9、罐印出现水泡，说明体内湿气重，如果水泡内有血水，是湿热毒的反应。拔罐可分如下几种：a.留罐法：即将拔罐拔于皮肤后停留10分钟左右，儿童3分钟左右，少女5分钟左右，妇女7分钟左右，皮肤细嫩者可根据人体耐受度为限。待拔罐部位皮肤充血淤血时起罐。若拔罐大而吸拔力强时，可适当缩短留罐的时间。病重、病灶深及疼痛重者拔罐时间可稍长，病轻、病灶浅麻痹性疾患拔罐时间宜短；肌肉较厚处时间可以稍长，肌肉较薄处时间宜短；冬天拔罐时间可稍长，夏天宜短，这是最常用的方法，一般疾病均可采用。b.走罐法：亦称推罐、行罐。即拔罐前先在所拔部位的皮肤或拔罐口上喷涂中药雾剂通络宁，将拔罐拔住，然后沿着经脉或者需要拔罐的线路来回推拉罐具，至所拔部位的皮肤红润，充血甚或淤血时，将拔罐起下。此法可起到拔罐或刮痧的双重作用，适用于面积较大，皮肤平滑，肌肉丰厚的部位，如脊椎、腰肾、大腿等部位。c.闪罐法：即将罐拔住后，立即起下，如此反复多次的拔住起下，起下拔住，直至皮肤潮红。本法一般多用于不太平整，容易掉拔罐的部位，以及颜面等不易留淤斑的部位。二、用途

供医疗单位：美容院。理疗馆。养生馆。康复中心家庭使用。三、使用范围

1、颈椎综合症、肩周炎、腰间盘突出症。骨质增生、坐骨神经痛等。

2、高血压、中风、半身不遂、神经衰弱、失眠。3、性关节炎、类关节炎等。

4、胃痛、慢性胃炎、腹痛。5、月经不调、感冒、便秘、落枕、男子功能障碍等。6、附件炎、盆腔炎、上下肢体麻木、酸痛、三叉神经痛、小腿抽筋、乳腺增生、支气管炎、咽喉炎、前列腺炎。

7、驱寒、补元阳、养生、寻病。四、产品结构 拔罐器由导热管与导热架和纱网组成。

五、主要性能指标 六、优点

(1)不用火。(2)不用涂抹药水。(3)直接拔罐，将罐用力按上您要拔的部位。