

家用生物电疗仪 高频经络电疗仪 祛暗疮祛痘电疗棒家用美容小仪器

产品名称	家用生物电疗仪 高频经络电疗仪 祛暗疮祛痘电疗棒家用美容小仪器
公司名称	广州市白云区龙归金恒美美容美体设备厂
价格	85.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 280.00 品牌:金恒美 型号:JHM-03
公司地址	广州市白云区永兴上圳东街二巷8号之八
联系电话	020-87470053 13710942165

产品详情

高频电疗仪又被称为高周波电疗仪，主要由高频振荡电路和电容电阻及半导体器件构成，另配有可插入电极的绝缘把手及玻璃电棒，把手内有升压变电器，把手的一侧设有电路输出通过的线。当仪器接通后，按下开关，在高频振荡电路板的作用下，产生连续的高压高频电流，使玻璃电极产生放电现象和紫外光，皮肤受到这种电流的刺激，局部的末梢血管会交替出现收缩与扩张反应，电火花使空气中的氧气电离而产生臭氧，从而起到改善血液循环和杀菌消炎的作用。适合于暗疮类皮肤和创面皮肤外治，它在美容上的应用历史已久。

产品功效：1.抗炎作用，杀菌消毒，治疗暗疮，促进暗疮痊愈；2.抑制细菌生长；3.促进抗菌消炎药的吸收4.减少和调节皮脂分泌，促进新陈代谢；5.促进淋巴及血液循环，提高细胞的再生能力；6.因电流传导使电极所产生的振动、热力还对肌肤有镇静、按摩的作用。

使用方法：1、间接法：适用于干性皮肤和衰老皮肤a 选择其中一种玻璃电极管装到手柄上；b 让顾客的手涂上一层滑石粉后握着玻璃管，然后启动仪器，这样电流就会从顾客的手开始流遍全身；c 美容师按照从颈部到下颚，从面部到前额的顺序给顾客做面部按摩；d 操作完成后关掉电源，将玻璃管从手柄上取下。

2、直接法：适用于油脂性皮肤

a 首先给顾客面部涂上护肤面霜和精华霜，然后美容师将玻璃管装到手柄上后拿着手柄使玻璃管接触顾客面部，再开动仪器；b 轻轻移动手柄，使玻璃管按照“z”形或螺旋形在顾客面部滑动，依次按照以下部位进行理疗：前额 - 鼻子 - 右面部面颊 - 左面部 - 鼻子 - 前额；c 操作完成后关掉电源，将玻璃管从手柄上取下。

3、发光理疗法：适用于受伤，疼痛和发炎的皮肤a 用湿布盖住顾客双眼，然后给手柄装上玻璃管，开动仪器，使玻璃管的发光端接触顾客面部进行护理。注意，每次不能超过10秒；b 按此方法使用，玻璃管接触面部皮肤时发光是正常现象；c 操作完成后关掉电源，将玻璃管从手柄上取下。

4、头发护理法：刺激皮肤表面，减轻（预防）毛囊炎，促进头发的健康生长。a 将梳状玻璃管接到手柄上，开动仪器，用梳状玻璃管结合生发剂一起给顾客的头发做护理b 护理时，用梳状玻璃管顺着头发方向给顾客梳理头发；c 操作完成后关掉电源，将玻璃管从手柄上取下。

注意事项：1、对敏感性皮肤，在护理前请先用薄纱布覆盖在皮肤表面，避免过度刺激皮肤；2、护理时不要将玻璃电极管停留在同一个部位超过10秒；3、孕妇以及体内植入心脏起搏器者禁用本仪器；4、在启动仪器前一定要先将玻璃电极管装到手柄上。使用完仪器后关闭电源；5、本仪器不适用于有雀斑和其它斑点的皮肤。

高周波电疗仪作用：1.抗炎作用，杀菌消毒，治疗暗疮，促进暗疮痊愈；2.抑制细菌生长；3.促进抗菌消炎药的吸收4.减少和调节皮脂分泌，促进新陈代谢；5.促进淋巴及血液循环，提高细胞的再生能力；6.因电流传导使电极所产生的振动、热力还对肌肤有镇静、按摩的作用。

联系人：王经理联系方式：13710942165qq：775121129地址：中国广东省
广州市白云区太和镇永兴村工业区十八队

为什么要选择我们：

一，我们是专业的生产厂家，15年的美容仪器行业经验，欢迎随时到我厂参观。

二，我们核心的制造产品包括：面部美容仪，减肥爆脂仪，丰胸纤体仪，中养生系列及检测系列，大多数产品已通过ce认证，所有产品质保一年，售后有保证。

三，公司十分重视产品的质量及研发，在行业中少有地拥有自己的研发团队，包括产品外形设计师、产品结构工程师和机械工程师，良好的品质，实惠的价格。

广州金恒美美容美体设备厂位于美丽的广州市白云区太和镇永兴村十八队工业区8号8楼。是一家集开发、研制、生产、销售为一体的专业性美容设备生产企业。广州金恒美美容美体设备厂位于美丽的广州市白云区，供应美容仪器，减肥仪器，丰胸美胸仪器，保健养生仪器，激光美容仪器，家用美容仪器，美容工具。常年为美容院、养生馆供应美容项目所需的美体设备，美容设备仪器，面部护理仪器等。

厂家生产，诚信经营，质量保证，优质服务，为您的美容项目常年正常运行提供保障！
欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的建议零售价是¥280.00，品牌是金恒美，型号是JHM-03，规格是家用电疗仪，功能是美容护肤/杀菌消毒，适用对象是各种肤质有炎症/皱纹/暗疮者，上市时间是2014，档位是4