



离子排毒仪必要准备1.倒入温水进入盆地（水温回合38 45 ），水位达到一定高度（但必须高于英尺一级）2.把少许盐入水（盐使离子更好）3.保持适配器与盆...

## 必要准备

- 1.倒入温水进入盆地（水温回合38 45 ），水位达到一定高度（但必须高于英尺一级）
- 2.把少许盐入水（盐使离子更好）
- 3.保持适配器与盆地电源插头。
- 4.保持手腕带插头与洞盆地。
- 5.保持离子清洗阵列与洞盆地。

## 开始使用

- 1.放在手腕带（带触摸保持皮肤）
- 2.把离子清洗阵列入水（离子清洗面临段）
- 3.把英尺的盆地
- 4.从离子排毒机。当使用这台机器，请放松自己自然，闭上你的眼睛睡觉或阅读都可以。

## 如何操作管制局

有5个按钮控制局：（选择），（上），（下），（开始/停止），（开/关）

排毒仪用法如下：

- 1.请按（开/关）按钮打开机器电源，在电源连接，信号灯光将开放。（时间）轻显示总工作分钟，（工作压力）显示总工作小时。
- 2.在信号确定，鉴于变得正常。（时间）会显示30，即标准工作时间。（模式）会显示1，即默认的模式。（工作压力）将展示，即站立的。（工作电力）将展示000个，即最初的电力
- 3.机器将开始工作时，按下启动/停止按钮，到那时，（工作压力）显示12.0代替了，12.0即工作电压；（工作电力）会显示不同的数字，不同的人。这一数字改变了身体的抵抗力和盐用量。这是最好的时候（工作电力）显示（3.00-4.20）。（时间）表明将改变传递的时间。
- 4.（工作电力）休息如果离子行之有效或坏，即它与盐用量。所以，请添加盐时看到（工作电力）显示，这是最好的时候（工作电力）显示2.80a - 4.00a；当盐用量太多（电力显示超过4.50a），机器会提醒；当超过5a型，机器将停止工作，以自我保护的工作压力将展示，届时请购买某些水或重新投入水中。
- 5.建议：这是最好的使用15分钟6-15岁儿童。使用成人每次30分钟；慢性客户使用2期治疗每次；月经妇女可以使用它往往。

离子排毒仪工作模式：

模型一，谁适合人民需要排毒身体毒素（包括化学因素，病毒，细菌，有害的蛋白质和其他毒素）

模型二。适合人民的健康谁劣，办公室的人，高级管理人员和所有的人需要排毒。

模型三。谁适合妇女需要加强排毒。

模型四。适合所有的人需要加强排毒

## 注意

1.请检查所有插头正确紧迫的开/关按钮，但鉴于没有打开。

2.当按下启动/停止按钮，但显示的机器不能正常工作，请检查适配器和电源。如果显示轻是开放的，但（工作电力）并不显示号码，

请检查手腕带如果它与人体的皮肤。

3.当盐用量太大（电力显示超过4.50a），机器会提醒，当超过5a型，机器将停止工作，以自我保护的工作压力将展示，届时请购买某些水或重新启动倒的水。

我们是工厂加工生产。外观可定制。