

亮无忧冷光美牙仪 新兴美牙仪品牌 牙齿亮白无忧愁

产品名称	亮无忧冷光美牙仪 新兴美牙仪品牌 牙齿亮白无忧愁
公司名称	中山亮无忧生物科技有限公司
价格	298.00/套
规格参数	品牌:亮无忧 型号:5.0版本
公司地址	中山市东区岐关西路69号星光礼寓1幢2307房A
联系电话	15913366919

产品详情

产品成分 药用级过氧化氢、卡波姆、除渍剂、木糖醇、薄荷醇、去离子水等。

产品功效：美白牙齿，去黄提亮，去除牙渍

适用范围： 抽烟，喝茶，饮咖啡，嚼槟榔，饮水及食物引起的黄牙，黑牙，灰牙。
增龄性黄牙，黑牙，灰牙。 轻、中度四环素牙，氟斑牙及其它原因引起的黄牙，黑牙，灰牙等。
希望牙齿更洁白更亮丽的爱美人士。

产品参数

新款硅胶冷光仪1个，电源转换器（可适用于各类手机和电脑）1个，增白啫喱2支5ml/支，洁齿牙擦10片，说明书1张，比色卡1份。

使用说明

操作步骤： 使用产品前请仔细阅读说明书以及使用时的注意事项。

美白前先用温水漱口，并用牙擦擦干牙齿表面水分及污垢。

用温水冲洗硅胶冷光仪，并用纸巾把水分擦干。 将电源转换器连接到硅胶冷光仪上，转换器的三个接口可分别插在（带有OTG数据功能的安卓手机，IOS系统的苹果手机，带有USB接口的电脑、移动电源充电转换器等），此时硅胶冷光仪发出明亮的蓝光。

将增白啫喱均匀涂在硅胶冷光仪两侧或牙表面，厚度约1mm。

将硅胶冷光仪放入口中，并用牙齿轻轻咬住，使增白啫喱紧贴牙齿。

约30分钟后取下硅胶冷光仪漱口，如牙齿无过敏反应，可一天进行两次美白，以提升美白效果。

温馨提示： 漱口要彻底，牙面水份要用牙擦擦干，增白啫喱要涂均匀。

使用过程中，请勿吞食凝胶，唾液分泌过多，可取下硅胶冷光仪吐出唾液，不影响美白效果。 每天进行一次美白，每次30分钟左右，早晚各一次效果更快更佳。硅胶冷光仪专人专用，凝胶使用时间保质期6个

月以内，效果最佳。 个别人在美白中有轻微过敏属正常现象，美白结束后会自然消失，若过敏较严重应减少次数或停止使用，改用其它方法美白。

注意事项： 使用产品后2小时内不要食用有色素的饮料和茶水以及水果，避免牙齿表面再度着色。牙釉质不全，牙本质外露以及牙齿松动，残缺，严重过敏者，年龄在16岁以下人士及儿童，孕妇等禁用。

若因不慎将增白啫喱沾到皮肤或衣服上，应及时用清水冲洗。增白啫喱用后要及时盖上封头，以免影响下次使用效果。 使用美白仪美牙30分钟完毕后，请用水清洗硅胶冷光仪，确保安全卫生！放置儿童不易接触位置妥善保存，以备下次再用。 牙齿过敏反应均为牙龈酸痛、肿痛，一般美白过后24-48小时之内会自然恢复，如持续有此反应者，请停止使用。

不适应人群： 增白啫喱对填充体和烤瓷冠没有任何作用，因此做过烤瓷牙的也不属于适应症人群。

死髓牙漂白治疗后褪色很快，不是冷光美白的适应症。 伴有釉质发育不良的重度的四环素牙、氟斑牙或者其它因素引起的变色牙，可能会引起患者较大的不适感，不是冷光美白的适应症。

年龄在16岁以下人士、孕妇与严重的牙周病患者将不适合冷光美白。