

离子排毒仪氢分子沐足排毒清毒仪负离子排毒仪

产品名称	离子排毒仪氢分子沐足排毒清毒仪负离子排毒仪
公司名称	广州弘皓电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:寿氢松 型号:H705A 功能:制氢排毒养生
公司地址	广州市黄埔区南岗西路56号大院自编20号之六401房
联系电话	020-82227098 17050109126

产品详情

排毒仪功能介绍:

1. 无毒副作用，纯物理排毒，见效快，更安全！
2. 快速降低血糖、血脂、血压、调理风湿疼痛、炎症淤血、腰肌劳损、跌打损伤、消除疲劳、焕发精神、提高免疫力！
3. 深度调理妇科症状，防止肌肤衰老。美白养颜！
4. 增强体质，预防各类病变，从亚健康恢复到健康状态！

怎样判断体内有毒？

人体如果存在肠毒、表毒、血毒，会有什么症状？问题往往从周身不适开始，这恰恰是很多疾病的开始。

a)肠毒从便秘开始。肠道内蓄积毒素被大肠吸收，就会出现便秘、腹胀、口臭、色斑、失眠、精神憔悴等症状。

b)表毒开始于毛孔不畅通、开合无度，所以令人易患风寒、易染疾患，免疫力下降，皮肤表面沉淀污垢、暗斑。

c)血毒使血液运行不畅，不能温养四肢。血糖，血脂和胆固醇等沉积在血管壁上，形成动脉硬化，血压不稳等；血液中的酸性致痛物质过多，导致周身疼痛、风湿痛等。

有了这些症状就等于宣告：体毒过量蓄积，病变已经开始。

国际流行，全球关注的人类健康之星

负离子泡脚能量仪是一部国际流行现在国内应用推广的新潮流的产品。它之所以广泛的应用在美国及世界其他先进国家一般家庭中，其目的就像你去泡温泉、户外运动、练气功等追求健康一样，它的效果能让你在泡过以后感觉身体变得更轻松更有活力。离子能量水能逼出体内多种毒素，同时让你吸收更多的负离子，从而增强体质，得到健康体魄。

I、排毒后的效果

使用排毒仪一段时间后，使用者的血检、尿检指标可以得到明显改善。其中最直观的是红细胞形态，正常的红细胞表面带有一定密度的负电荷，使红细胞相斥而保持自由活动能力，当红细胞聚集如图，引起血粘度增加，引发心脑血管疾病，如下图所示。排毒前，由于血脂高、血粘度高导致红细胞粘连成链状，严重影响红细胞携氧能力以及通过毛细血管的能力，导致心肌、大脑供血不足引起心虚、发闷、反应

力和记忆力下降。而高血脂、以及高血粘度是导致高血压和糖尿病的元凶，使用后，血脂和血粘度显著下降，红细胞也分散开，其携氧能力以及通过毛细血管的能力显著提升，有效缓解心肌和脑部供血。

2、因为人体80%的毒素是通过尿液排出人体的，因此由于人体自身排毒的加强使得尿的颜色和气味增加这是排毒仪应用后的一个显著效果。

3、使用排毒仪最明显的效果是，身体排出的毒素与“水”发生反应，呈现特定的颜色。

双人离子轻度音乐水疗仪操作说明

双路离子清毒音乐水疗仪是当今世界最先进的水疗减压产品代表，全新的音乐清毒水疗理念，脚底清

毒的同时聆听旋律优美的高保真减压音乐，能让人达到身、心、灵同步放松、和谐统一的美妙境地。

暂别城市的喧嚣，协同爱侣或家人，一个角落，一盆清水，带伞舒适的耳机，沐浴水中，闭上双眼，

让产品带给我们高品质的休闲保健体验。

一、仪器面板窗口显示

1.A路时间

2.A路模式

3.离子浓度

4.B路模式

5.b路时间

二、仪器面板按键功能

1.MP3音量键

2.A路排毒模式

3.A路模式切换

4.显示A路离子浓度，选中时对应A路时间闪烁

5.显示B路离子浓度，选中时对应B路时间闪烁

6.B路模式切换

7.MP3播放及停止

8.B路排毒开关

9.MP3循环键

三、仪器前面插孔和后面个部位功能示意图（详情图有）

四、操作说明

1.开始使用前将电源线、电场头、手腕带插头分别插入机箱对应插孔后，将电场头放入盛有水的盆中

，戴上手腕带，将双足置于水中，然后打开电源。

2.按下A或B，即可开始清毒。

3.在不往水中加盐的状况下，离子浓度根据各地水质不同有所区别，理想的离子浓度为1.5-2.0之间，

如果不足，可往水中加入少量盐使离子浓度增加。

4.离子浓度不能超过2.5，超过则报警，需换水重做。

5.如需聆听减压音，把耳机插到仪器前面耳机插口众，戴上耳机，按下播放键即可。

6.如要下载更换的减压音乐，用数据线连接主机跟电脑。通过电脑下载你喜欢的音乐即可。

五、操作注意事项

- 1.手上有谁不要插拔电源，注意人身安全；
- 2.手腕带插头及电场头插头不能有水，不小心沾到水时要擦干再操作。
- 3.使用时应尽量避免硬物体冲击和敲打，不要用尖锐的东西擦划，以防止仪器外壳受损；
- 4.仪器外壳表面沾有灰尘时候，用抹布擦干净即可，不可使用化学剂；
- 5.使用按键时注意用力均匀，以保证仪器正常使用；

六、包装组件

名称	离子清毒仪主机	电场头	电源线	手腕带	数据线	
数量	一台	2个	一根	2个	一根	

注意：如果发现缺少组件，请及时和供应商联系。

七、使用须知

- 1.离子清毒仪使用普通自来水，井水或者泉水，由于不同地区水质有异，导通速度快慢有别，当显示

水中离子浓度和活性不够时候，可在水中适当的加点普通的精盐，以增强导通能力，使水中的离子浓

度与活性达到最佳状态。

2.成人每次使用时间为30分钟。

3.使用频率与时间（15次为一个周期）成人50岁以下者，每两天使用一次，按要求完成一个周期后，休息半月再进行一个周期；50岁以上者，每3天使用一次，按照要求完成一个周期后，休息半月再进行一个周期。

4.离子清毒仪是健康使者，但不是越频繁使用越好，应该按照要求使用，一个人如每天都使用一次，则不能超过连续三天；禁止一个人同一天使用2次以上。

5.电场头能在水里产生负电场作用于人体，使人体细胞膜上的离子通道和水通道畅通，恢复细胞正常的运送废物和吸收营养的功能，电场头在释放电磁波的同时自身会慢慢消耗掉，因此电场头使用20-30次后需要更换。

七、使用注意事项

1.身体中带有电磁性装置者禁用；

2.有伤口的部位不要浸泡

3.怀孕或者哺乳的妇女忌用；

4.8岁以下儿童不宜使用；

5.低血糖的人必须先吃东西后再使用；

6.经过器官移植手术者不宜使用。

八、使用注意事项

1、长期工作压力大、脑力疲劳、应酬多、烟酒为伴者；

2、精神憔悴、经常加班、睡眠不足的办公室白领；

3、易患风寒、易染疾患、免疫力下降的亚健康人群；

4、处于重金属、化工制品、药物环境中的科技人员；

5、皮肤过早衰老的女性；

6、喜食油脂类食物人群；

7、生活无序的自由职业者；

8、厨房中的家庭妇女、中餐大厨