

# 新型黑头仪电动6个吸头去粉刺黑头按摩申请

产品名称	新型黑头仪电动6个吸头去粉刺黑头按摩申请
公司名称	东莞市定义美电子科技有限公司
价格	89.00/台
规格参数	品牌:国货 型号:sg-682
公司地址	东莞市大岭山镇新塘村新塘新路73号
联系电话	0769-89367468 13711805167

## 产品详情

厂家批发现货吸黑头美容仪器大吸力毛孔清洁仪，微晶探头上含有天然微晶矿物粒子，可轻柔祛除皮肤角质层，坏死角质，让皮肤变得光滑和焕发神采。微晶粒子可以有效地祛除粗糙皮肤表面颗粒，附着物等，同时具有吸附能力，能吸出皮肤内的脏污，在去除皮细胞的同时能促进血液循环，利于细胞自然更新，从而让皮肤显得光滑，细腻，洁净，保持肌肤紧致亮泽，富有弹性。

产品参数：

名称：黑头清洁美容仪

电源输入：5v--1a

功率：5w

尺寸：168\*36\*44mm

厂家批发现货吸黑头美容仪器大吸力毛孔清洁仪，功能介绍：

### 1.微晶美肤

利用拥有微晶钻的微晶粒子探头，由于微晶粒子表面面积大，表面吸附能力强，活性比较突出，因此在不伤害肌肤的前提下，更好的给肌肤按摩，达到去角质的效果，让肌肤焕发荣光。

### 2.吸黑头紧致肌肤功能

大圆孔的吸头，具有超强吸力，对于油脂黑头有很强的效果，独特真空气压吸引机制，对肌肤进行微提拉按摩，深入肌肤底层，刺激微循环工作，促进血液循环和新陈代谢，让肌肤清洁，清爽。

### 3.清洁毛孔

小圆孔探头吸力较弱，使用时让圆孔对准粉刺，黑头或者痘痘的位置进行针对性的操作，以便于吸出这些皮肤杂质。提示：如果皮肤黑头，痘痘等出现红肿出血，要停止使用该仪器，另外，如果黑头等比较顽固，建议采用大吸力吸头进行清4.洁。

### 4.消除细纹

特殊的椭圆小孔设计，针对眼角，鼻翼，嘴角等容易长细纹，较难维护的位置进行微提拉按摩，深层作用于肌肤底层，刺激微循环运作，防止深层细纹产生。

使用方法：

#### 面部磨皮及紧致功能

- 1.换上磨皮美容头或大圆孔美容头，清洁面部并擦干。
- 2.从下颚开始，由下而上移动美容器，
- 3.靓美容器移动至脸颊部，由内向外移动。
- 4.将美容器移动至额头处，由中间向两侧移动。
- 5.将美容仪移动至t区域，由下而上移动。

#### 清洁毛孔污垢

- 1.患上大圆孔或者小圆孔美容仪头。
- 2.将探头对阵粉刺，黑头等进行吸出处理。

#### 细纹

- 1.换上椭圆形孔美容头
- 2.手握仪器在眼角，嘴角等周围进行护理，吸力强度可根据需求进行调节。

东莞市大岭山镇新塘村新塘新路73号

电话：13711805167