

富士原装进口EC3850按摩椅疏通经络

产品名称	富士原装进口EC3850按摩椅疏通经络
公司名称	北京金史密斯健身器材有限公司成都分公司
价格	32800.00/台
规格参数	品牌:富士 型号:EC3850
公司地址	四川省成都市青羊区光华大道与光华南三路东原乐喔负一楼1086迪卡侬旁
联系电话	028-68730385 15311957269

产品详情

品牌：富士

型号：EC3850

产地：日本

重量：85KG

倾斜角度：120-170度

倾斜尺寸：205*82*78CM

未倾斜尺寸：128*82*123CM

“倡导健康生活 方式”是我们的经营理念,

“专业产品，专业销售，专业服务”是我们的经营宗旨！

四川全境免费送货上门安装，安全的货到付款，放心的售后承诺！

康体100健身器材成都青羊店的所有员工欢迎您的光临！

全国30家店覆盖全国大部分地区，金牌服务，金牌售后！

康体100 成都跑步机按摩椅线下体验店

营业时间：10：00-19：00

热线：028-6873 0385

手机：15311957269

体验地址：成都市青羊区光华大道与光华南三路东原乐喔负一楼1086迪卡侬旁

按摩椅的作用:

- 1、能够全身放松,消除疲劳,缓解压力,为你带来好心情。
- 2、能够疏通经络,加快气血循环,保持机体的阴阳平衡,能够提高人体的整体免疫能力,预防疾病的发生,为身体增添活力。
- 3、能够改善睡眠,大幅提高睡眠质量。
- 4、固定穴位按摩和热疗,能够有针对性地促进风湿、关节炎、腰腿痛疼、腰椎颈椎病、半身不遂、中风等疾病的康复。
- 5、对于手术和放疗后的康复有明显的促进作用。
- 6、对亚健康,具有神奇的康复作用。
- 7、可以起到减肥的作用。
- 8、具有内在的美容作用,能使脸色红晕,皮肤紧绷。
- 9、每做15分钟按摩,相当于慢跑两公里。

按摩椅使用注意事项：

1按摩椅每次以15~20分钟为宜。最好在起床后和临睡前各一次，另外还要参考自身体质和产品特点。

2在使用按摩椅的过程中，要注意力度的调适。次数上由少到多，力量上由轻渐重，力度要适当。

3在使用按摩器的过程中，要让自己身体放松，保持愉悦的心情和状态。

4当自己还没有安稳坐到按摩椅上时，请不要开启按摩椅。使用完按摩器后，要等完全复位后再离开。按摩椅没有复位前，请不要站在脚架上，以免损坏脚架和相关部位。

5如需连续按摩，需要关机10~15分钟，让电机冷却再启用。以延长它的寿命。

按摩椅日常保养方法：

1减少搬动：一些大型按摩椅由于设计精密、设备复杂、自身重量和体积也很大，所以，减少搬动不但可以避免磕碰、划伤等移动损坏，也是对精密的内部结构最好的保护。

2、专物专用：最好不要将按摩椅用于其他用途（如让小孩在上面睡觉或蹦跳玩耍）、也不要放在按摩椅上放置其他物品（尤其不要放重物 and 尖锐物品）。

3、定期清理:每天先用柔软的干布擦拭（请勿让化学物品如石油、酒精或稀释剂滴在按摩椅上，否则会导致按摩椅外形的变形和皮套变质）。然后将柔软的布蘸温水和适当清洁剂，拧干后以拍打的方式擦拭。再用柔软的干布轻轻擦拭，让其自然干燥。

4、放置环境：将按摩椅放置在干燥、通风、避免阳光直晒的居室内。