

旗达氢水泡脚机，品质保障，价格优惠

产品名称	旗达氢水泡脚机，品质保障，价格优惠
公司名称	广州市稳达电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:旗达 型号:W01
公司地址	广州市增城市新塘镇南安村东头坊工业区B栋
联系电话	020-26220496 13924328518

产品详情

服务热线020-26220496 手机13924328518（同微信）陈经理

子理疗仪-氢水理疗仪-制氢足浴仪-氢分子理疗仪

发布时间：[2017-04-10](#) 浏览次数：[166](#)次 字号：[大](#) [中](#) [小](#) [【关闭】](#)

双屏负离子理疗仪 负离子理疗仪双屏音乐水疗仪是现今先进水疗减压产品代表，全新的音乐氢水理疗理念，脚底理疗保健按摩的同时聆听旋律优美的高保真减压音乐，能让人达到身、心、灵同步放松、和谐统一的美妙境地,暂别城市的喧嚣，偕同爱侣或家人，一个角落，一盆清水，带上舒适的耳机，沐足水中，闭上双眼，让产品带给我们高品质的休闲保健体验。 机器基本参数：型号：W01 CE认证 功率：100W 频率：50赫兹，60赫兹 输入：AC110V - 240V 输出:0 - 36V的; 3.0A 产品原理 水通过理疗仪分解成大量的能量离子（即正、负离子），使体内的细胞活力增强，促进各种酶（酵素）活化。提高人体

各排泄器官代谢功能，加快新陈代谢，使人体逐渐恢复健康。 产品功能 1、
提高身体的自然新陈代谢能力； 2、 缓解身体器官的新陈代谢负担； 3、 促进新陈代谢和血液循环； 4、
增加细胞的活力； 5、 有效改善睡眠，从亚健康到健康。 6、
无毒无副作用，纯物理理疗养生保健，见效快，更安全！ 产品组件

离子头：2个
远红外线塑身腰带：2条
手腕带：2根
理疗按摩足贴：2片

B路模式 B路时间

二、 仪器面板按键功能 A路理疗开关 A路模式切换 显示A路离子浓度，选中时对应 A 路时间闪烁
显示B路离子浓度，选中时对应 B 路时间闪烁 B路模式切换 MP3播放及停止 B路理疗开关 MP3循环键

三、 管理功能 1、 默认密码：按顺序按下1、 2、 3、 4各键 2、 理疗次数：先关掉电源，同时按下 3、 4
两键不放，再打开电源开关，输入四位密码，即显示 AB 两路工作次数（每路最高 3

位数），按任意键进入正常工作。 3、 修改密码：先关掉电源，同时按下 3、 4、 5
三键不放，再打开电源，输入四位旧密码，再输入四位新密码，再次输入四位新密码即可。

4、 次数清零：先关掉电源，同时按下 1、 3 两键不放，再打开电源，输入四位密码即可。

注意：在设置过程中如果出错，则会长鸣一声然后进入正常待机状态。 四、 操作说明 开始使用前将电源

线、 功能极板、 手腕带插头等分别插入机箱对应插孔后，将功能极板放入盛有水的盆中，带上手腕
带，将双足置于水中，然后打开电源。 按下 A 或 B 路理疗开关，即可开始理疗。

在不往水中加盐的状况下，离子浓度根据各地水质不同有所区别，理想的离子浓度为 1.2

，如果不足，可往水中加入少量盐使离子浓度增加到 1.2。 离子浓度不能超过 2.5

，超过则报警，需换水重做。 如需聆听减压音乐，（插孔在机箱后面电源线插孔旁），把耳机插到仪器
前面小孔中，戴上耳机即可。 不理疗保健按摩的时候也可聆听减压音乐，只需按以上方法连好线后，按

下 MP3 播放键即可。 如要下载新的音乐，用数据线连接主机跟电脑。 通过电脑下载你喜欢的音乐。

五、 注意事项 手上有水时不要插拔电源，注意人身安全；

手腕带插头及功能极板插头不能有水，不小心沾到水时要擦干再操作；

使用时应尽量避免硬物体冲击和敲打，不要用尖锐的东西擦划，以防仪外壳受损；

仪器外壳表面沾有灰尘时，用抹布擦干净即可，不得使用化学剂；

使用按键时注意用力均匀，以保证仪器的正常使用；六、使用须知 理疗仪使用普通自来水、井水或泉水

，由于不同地区水质有异，导通速度快慢有别，当显示水中离子浓度与活性不够时，可在水中适当的加

点普通的食盐，以增强导通能力，使水中的离子浓度与活性达到最佳状态。成人每次使用时间为 30

分钟。使用频率与时间（14 次为一个疗程）承认 50

岁以下者，每两天使用一次，按要求完成一个疗程后，休息半个月再进行下一个疗程；50 岁以上者，每

3 天使用一次，按要求完成一个疗程后，休息半个月再进行下一个疗程。理疗仪是健康使者，但不是越

频繁使用越好，应该按要求使用，一个人如每天都使用一次，则不能连续超过三天；禁止一个人同一天

使用两次以上。七、注意事项 身体中带有电磁性装置者禁用；有伤口的部位不能浸泡；

怀孕或者哺乳中的妇女忌用；8 岁以下儿童不宜使用；低血糖的人必须先吃东西后再使用；

经过器官移植手术者不宜使用。八、适用人群 长期工作压力大、脑力疲劳、应酬多、烟酒为伴者；

易染疾患、免疫力低下的亚健康人群；在污染比较严重的环境下工作的人群；喜食油脂类食物的人群；

糖尿病、高血压、高血脂、汗脚、脚气、风湿、关节炎、跌打损伤、痛风等。九、禁忌须知：

1、身上带有心脏起搏器或其他电磁性装置的人；2、当泡脚于水中，两极反应较弱者；

3、定期吃心脏病药物的患者；4、接受过脏器移植手术者；5、定期接受药物治疗或心理治疗者。

产品的维修与保养 此产品内部并无任何后备零件，不要自己尝试打开足浴仪机体自行修理；请将产品送

交经销商维修站或原厂修理。使用后，用水将能量极板部分洗涤，绝不可将整个足浴仪机体及能量极板

完全放入水中清洁。如想清洁整个能量极板，可向经销商购买能量极板专用之清洁器进行清理。

服务热线：020-22620496 手机：13924328518（可微信）陈经理

《工厂定制直销，OEM 贴牌代加工，外观，功能都可定制》