

供应电解水制氢足浴仪-离子理疗仪-氢气足疗仪

产品名称	供应电解水制氢足浴仪-离子理疗仪-氢气足疗仪
公司名称	广州市稳达电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	旗达:1 w01:1 广州:1
公司地址	广州市增城市新塘镇南安村东头坊工业区B栋
联系电话	020-26220496 13924328518

产品详情

氢水理疗仪-电解水制氢足浴仪-离子理疗仪-氢气足疗仪

一、产品原理：水通过离子清毒仪分解成大量的能量离子（即正负离子）。机器所产生的电场作用于人体，令人体体液和血液里的离子有序排列，同时机器产生的生物电流疏通了全身各大经络，人体经络畅通，各种亚健康状况得到改善，身体内正负离子经过系统复杂的生化反应后，释放出搞能量，体内的细胞活力增强，促进各种酶（酵素）活化。提高人体各排泄器官新陈代谢，加快新陈代谢。在30分钟内，随体液循环、快速、安全、有效排除长期积累在体内的自由基失衡的老细胞毒害废物，使人体逐渐回复健康。二、产品特点：1.提高身体的自然清毒能力；2.缓解身体器官的清毒负担；3.促进新陈代谢和血液循环；4.增加细胞的活力5.通经温脉，调整脏腑功能，增强体质，缓解疲劳；6.有效改善睡眠、从亚健康到健康。

7.清毒仪工作时候，如果遇到以下几种情况，提示声音和字符显示报警：a、离子生化器从水中拿出或离子生化器出现故障；b、手腕带没有戴在手上或手腕带出现故障；c、当清毒时能量（E值）超过2.58.泡脚的同时，可以使用低频按摩贴片，使用不同模式进行理疗，把自粘电极线接入机器后面插孔，把自粘电极贴片贴在欲理疗的部位，按下面板上的电源开关，设置好时间，模式，即可使用。9.有的机型配置有远红外线理疗腰带，使用时候把腰带插头接入机器后面腰带插孔，腰带围再腰间或者有风湿炎症的膝盖等部位，不使用时请拔下插头。注意事项1.手上有水时不要拔插电源，注意人身安全；2.使用时应尽量避免硬物冲击和敲打，不要用尖锐的东西擦划，以防仪器外壳受损。3.仪器外壳表明沾有灰尘时，用抹布擦干净即可，不得使用化学剂。4.使用按键时，注意用力均匀，以保仪器的长期正常使用；5.使用时候，如需支起座驾，可双手拉住座驾与仪器相连接处，向左右两边往外拉，并向前拉正即可；如需收起座驾，使用同样方法操作。

1.清毒仪可使用普通的自来水，井水，泉水，但最好别用42度左右热水，由于不同地区水质有差异，导

通速度快慢有别，当显示水中离子浓度与活性不够时，（E值低于0.5），可在水中适当的加点普通的精盐，以增加导通能力，使水中的离子浓度与活性达到最佳状态。2.成人每次使用时间为30分钟3.8-15岁儿童须在监护下使用，使用时间一般为15分钟。4.使用频率与时间（14次为一个循环）成人50岁以下者，每两天使用一次，按要求完成一个循环之后，休息半月再进行下一次循环；50岁以上者，每3天使用一次，安装要求完成一个循环之后，休息半个月再进行一下一个循环。5.清毒仪是健康使者，但不是越频繁使用越好，应该安装要求使用，一个人如果每天都使用一次，则不能超过3天，禁止同一个人一天使用两次以上。八、使用禁忌1.身体中带有电磁装置者禁用；2.有伤口的部位不能浸泡；3.怀孕或者哺乳中的妇女禁用；4.8岁以下儿童不宜使用5.低血糖的人必须先吃东西后再使用；6.经过器官移植手术者不宜使用。九、使用人群1.长期工作压力大、脑力疲劳、应酬多、烟酒为伴者；2.易染疾患、免疫力低下的亚健康人群；3.在污染比较严重的环境下工作的人群；4.喜欢食用油脂类食物的人群；5.糖尿病、高血压、高血脂、汗脚、脚气、风湿、关节炎、跌打损伤、痛风患者等。《工厂定制直销，OEM贴牌代加工，外观，功能都可定制》