

# 供应氩水理疗仪-足浴理疗仪-氩水足疗仪

产品名称	供应氩水理疗仪-足浴理疗仪-氩水足疗仪
公司名称	广州市稳达电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	旗达:1 w02:1 广州:1
公司地址	广州市增城市新塘镇南安村东头坊工业区B栋
联系电话	020-26220496 13924328518

## 产品详情

### 电解水足浴仪-氩水理疗仪-足浴理疗仪-氩水足疗仪

离子细胞理疗仪厂家直销（腰带式富氢分子细胞水疗仪/负离子细胞理疗仪/家庭双人腰带氢分子细胞水疗仪）型号：W02功率：100W 频率：50HZ-60HZ输入：AC110V/220V输出：DC 0-36V 0-2.5A主要配件：主机:1台银色款主机黑色款主机离子头:2个铝箱远红外线塑身腰带:2条电源线:1根 手腕带: 2根（黑色）PH 试纸1片（检测使用前后的酸碱变化）理疗足贴2片 离子细胞理疗仪如何使用使用前准备：1、打开铝合金外包装箱，将主机拿出，摆放在便于使用的位置；2、连接电源线；3、能量极板,手腕与主机相连；请注意手腕反应区必须紧贴皮肤，接触的皮肤不能太干燥(建议于手腕带接触面涂上保湿啫喱).把连接好的能量极板放置于已准备好的水盆中；一般不需进行肌肉测试,打开主板开关,接通电源；4、按下“MODE”键进入选择模式,共有5种模式可供选择.然后根据“+”或“-”来调节时间;通常选择30分钟.如无需改变,则直接按“start”开始；5、将脚放入水中,开始工作。6、模式选择a.“MODIFICATION”为理疗模式，为一般日常养护者使用；b.全正极，仅供医学临床实验之用；c.全负极，限医学临床实验之用；d.“TREATMENT”为治疗模式，建议做肌肉测试，多为医疗之用；e.“THERAPY”为理疗模式，建议做肌肉测试，多为医疗之用。7、泡脚的同时,可使用远红外线塑身腰带,将腰带与主机相连接,用绑带固定塑身腰带,打开电源开关,按“MODE”调节工作模式“弱、中、强”档,进行远红外线温灸按摩。禁忌1、身上带有心脏起搏器或其他电磁性装置的人；2、当泡脚于水中，两极反应较弱者；3、定期吃心脏病药物的患者；4、接受过脏器移植手术者；5、定期接受药物治疗或心理治疗者。产品的维修与保养此产品内部并无任何后备零件，不要自己尝试打开足浴仪机体自行修理；请将产品送交经销商维修站或原厂修理。使用后，用水将能量极板部分洗涤，绝不可将整个足浴仪机体及能量极板完全放入水中清洁。如想清洁整个能量极板，可向经销商购买能量极板专用之清洁器进行清理。功能特色：A、10\*6宽屏液晶显示B、二路离子理疗功能二个静电手腕带C、二路竹碳红外线腰带瘦身功能，分低、中、高三档D、工作时间60分钟，可自行调节加减E、正负离子显示，正离子30%，负离子70%5分钟切换一次F、5个模式的波形显示“健康生活，从氢开始”，欢迎广大客户来电、来函咨询、洽谈或莅临参观指导！《工厂定制直销，OEM贴牌代加工，外观，功能都可定制》

