

格玉渐使用方法

产品名称	格玉渐使用方法
公司名称	成都壹康源生物科技有限公司
价格	998.00/1
规格参数	格玉渐:1
公司地址	成都市金牛区沙湾路1号1幢1单元4层10号附3号 (注册地址)
联系电话	028-80580293 18030809689

产品详情

产品使用方法：

清洁面部，保持面部干净。

将一支凝胶和一支精华放入碗中调和，涂于面上。

将V脸仪接通电源，调至适合强度。

用仪器按摩面部，先从一边脸开始。

将凝胶精华从下巴开始提拉至额头。

法令纹处由鼻翼提拉至额头。

眼角细纹处减小强度后，打圈按摩。

按摩完毕后换另一面脸，重复此步骤。

清水洁面后，将爽肤水、多肽、V脸霜涂于面上。

由两颊入两边慢慢按压进肌肤，适当提拉

取面膜敷面，待干透后，直接入眠，次日清洗。

温馨提示：

V脸美塑仪提拉护肤过程中一定要保持面部湿润。

V脸美塑仪按摩时间为10-15分钟，仪器使用间隔为2-3天。

初次使用可以适当延迟使用时长。

初次使用，酥麻感强烈与皮肤抖动是正常现象，因个人情况不同。

因个人肤质不同，使用V脸仪后出现红晕属正常现象，几分钟后会自然消失。

以下情况禁用：

配有金属饰品。

脸部有假体、打过瘦脸针。

佩戴金属假牙、金属牙齿矫正器者。

身体装有心脏起搏器以及其他金属支架者。

心脏病、孕妇禁用。

使用过程中如感不是，请立即停止使用，并用清水冲洗，严重者建议咨询医生。