

# 希卡贝尔SPA美颜枪-徐百专研纳米晶片美容美颜枪

产品名称	希卡贝尔SPA美颜枪- 徐百专研纳米晶片美容美颜枪
公司名称	广东梵大集团有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	广州市天河区临江大道57号3101房
联系电话	13824835872

## 产品详情

希卡贝尔SPA美颜枪，是一款专门为女性打造的家庭式美容产品，为女性皮肤解决缺水，暗沉，皱纹肌肤常见问题。希卡贝尔SPA美颜枪采用徐百博士专研的纳米晶片技术，打造出来的美容美颜枪。

希卡贝尔SPA美颜枪产品简介

产品组合：

希卡贝尔 - 纳米SPA美颜枪

希卡贝尔 小分子玻尿酸补水原液

希卡贝尔 白松露美肌焕颜原液

希卡貝尔 小分子多肽抚纹紧致原液

希卡貝尔·小分子多肽倍润紧致修护喷雾

希卡貝尔SPA美颜枪操作指南

a电源适配器插头 b电源适配器接口 c电源指示灯（红色：充电状态，绿色：充满电）

- 1、 拥有独家专利，创新设计理念
- 2、 人体工程设计，持握舒适，操作便利
- 3、 智慧化设计，自动按压感应，操作更安全
- 4、 三速调节（红色高速，蓝色中速，绿色低速），适应不同客户需求，美肤修护更精准
- 5、 内置充电电池，可适应不同场所操作要求。

无与伦比的舒适握感，将护肤成为生活中一种轻奢享受。

美颜枪组装方法：

长按电源键3秒打开开关，电源指示灯显示：（红色为高速，蓝色中速，绿色低速）

长按电源键3秒关闭开关，点按电源开关一次可调档

- 1、 撕开纸塑料包装，取出预充水光，垂直向上放置

2、左手持瓶，右手食指，拇指捏住纳米晶片保护罩，逆时针旋转拧开

3、将预充水光插入仪器口

4、取出固肤圈，去除纸袋包装，并插入仪器口内，开启电源

美颜枪操作方法：

点提法

希卡贝尔 纳米SPA美颜枪安装完毕后，枪口朝下垂直接触于皮肤表面，轻轻按压达一定力度即可触发高频导入电机，开启养分输入通道；通过快速、密集、轻柔的上下一点一提，作用于操作部位，快速呈现美肤效果。

2、纳米晶片+储液罐设计

（三种原液，赋予三大功效，还你盛世美颜）

储液罐组成：a、预充水光 b、预充水光固肤圈 c、纳米晶片保护罩

通过纳米晶片将原液养分渗透输送到角质层60-70微米以下，不触及真皮层，无痛不流血，3秒建立上百个纳米级养分通道，定点定量定位导入养分精华，几乎没有修复期，20分钟内即可自动修复闭合。

美颜枪六大功效 点滴汇聚

保湿补水 水嫩亮泽 淡斑美白

滋养驻颜 去皱抗衰 紧致抚纹

补水原液/美白原液/抗皱原液

希卡贝尔SPA美颜枪，是一款真正疗效明显、安全健康的美容护肤产品，为女性打造家庭式的美容方式

。