

# 双孔艾灸盒、木制、竹子艾条、等！！

产品名称	双孔艾灸盒、木制、竹子艾条、等！！
公司名称	亳州市普庆堂包装机械经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾灸盒 适用范围:保健、家庭、医药
公司地址	安徽省亳州市中药材交易中心9栋6号
联系电话	86 0558 5322186 13856805581

## 产品详情

品牌	艾灸盒	型号	高约8.5cm上部长11cm 宽6.3cm下部长13.4cm 宽8.5cm 艾条孔直径2.5cm
适用范围	保健、家庭、医药	产品别名	温灸盒
重量	200g		

艾灸盒尺寸：

（高约8.5cm）（上部长11cm宽6.3cm（下部长13.4cm 宽8.5cm）（艾条孔直径2.5cm）

壁厚6mm

可配用华佗艾条或者华佗太乙药艾条使用。

产品特点：纯木制天然木板长时间不易脱离关节，使用方便。将艾草条点燃后放入艾灸盒内固定在人地身上部位固定温灸，灸点人体穴位和体内有害物排出，得到健康，缓解疼痛，振奋精神。

【新型多功能单孔灸盒】：在传统普通三合板灸盒的基础上，进行的有效改造,现为加厚三合板材料,并有精美外包装盒。

【提示】带上面的盖子,可以用于盛放艾灸条,拿下盖子为开口灸盒可以用于盛放艾绒，并便于清除灰烬。

【大单孔温灸盒说明】：

1、顶管：适用于粗细不同的艾条（不要随意旋转）。

- 2、盒架：是灸架的主体，既便于清除灰烬又利于通风燃烧。
- 3、防护网：位于底部，是为了防止艾火脱落烫伤皮肤所设的隔离层。
- 4、底袷：用以勾住橡皮带，将艾灸架固定在灸处用。位于架子底部两侧。
- 5、橡皮\*\*\*\*\*住底袷，固定支架用。

使用说明：

- 1、将艾条点燃后插入顶管，以上下自由移动为准。
- 2、选好部位，将双股橡皮带系在要熏的部位上，然后将艾架罩在上面，将橡皮\*\*\*\*在灸架两边的底袷上，即可附贴牢固而不脱落。
- 3、升降艾条调节火力，以微烫而不疼痛为适中，火力过小，效果不佳。  
、经常吹去或弹掉艾条上的灰烬，并保持艾灸架的清洁。
- 5、灸治完毕后，将剩余艾条熄灭。

友情提示：艾条在每次燃烧7 - 8分钟后，请调节艾条的高度即将艾条向下压些，一可保持温度，二艾灸盒尺寸：

（高约8.5cm）（上部长11cm宽6.3cm（下部长13.4cm 宽8.5cm）（艾条孔直径2.5cm）

壁厚6mm

可配用华佗艾条或者华佗太乙药艾条使用。

产品特点：纯木制天然木板长时间不易脱离关节，使用方便。将艾草条点燃后放入艾灸盒内固定在人地身上部位固定温灸，灸点人体穴位和体内有害物排出，得到健康，缓解疼痛，振奋精神。

【新型多功能单孔灸盒】：在传统普通三合板灸盒的基础上，进行的有效改造,现为加厚三合板材料,并有精美外包装盒。

【提示】带上面的盖子,可以用于盛放艾灸条;拿下盖子为开口灸盒可以用于盛放艾绒，并便于清除灰烬。

【大单孔温灸盒说明】：

- 1、顶管：适用于粗细不同的艾条（不要随意旋动）。
- 2、盒架：是灸架的主体，既便于清除灰烬又利于通风燃烧。
- 3、防护网：位于底部，是为了防止艾火脱落烫伤皮肤所设的隔离层。
- 4、底袷：用以勾住橡皮带，将艾灸架固定在灸处用。位于架子底部两侧。
- 5、橡皮\*\*\*\*\*住底袷，固定支架用。

使用说明：

- 1、将艾条点燃后插入顶管，以上下自由移动为准。
- 2、选好部位，将双股橡皮带系在要熏的部位上，然后将艾架罩在上面，将橡皮\*\*\*\*在灸架两边的底衬上，即可附贴牢固而不脱落。
- 3、升降艾条调节火力，以微烫而不疼痛为适中，火力过小，效果不佳。
- 、经常吹去或弹掉艾条上的灰烬，并保持艾灸架的清洁。
- 5、灸治完毕后，将剩余艾条熄灭。

友情提示：艾条在每次燃烧7 - 8分钟后，请调节艾条的高度即将艾条向下压些，一可保持温度，二可免长时间燃烧圈孔将其的铁圈和木质材料连接处的胶烧坏，造成不必要的损失。

- 1、本店的商品实物拍摄，由于各人的显示器分辨率不同，显示的图片颜色与实物存在一定的色差。（我们无法保证顾客购买的商品颜色与实物一样，我们也不以颜色不一样作为退货理由），对色差敏感者请再三考虑清楚后再拍宝贝。
- 2、由于店主平时比较忙，但是我们会尽量在收到货款48小时内发货，如拍下的宝贝出现断货现象，店主会第一时间通知您是否进行退款或更换其它宝贝和致声道歉，不便之处，请予以谅解与理解！
- 3、特别声明，为了节省你我时间，我们将诚信出价，拒绝讨价还价，如有优惠活动，请看店铺公告。
- 4、本店均为正品，请放心购买！

#### 【买家退换货规则】

收货：请在快递包裹签收前当着快递员的面验收商品。如果包裹破损或者数量不对，特别是产品有质量问题，拒绝签收。因为每件产品我们是认真检查并且和快递收件员共同清点后确认填写的。若签收后再发现数量不对或发现质量问题。小店概不负责。

质量问题：因为是网络销售。商品若有质量问题请收货后48小时内与我们联系退换事宜，超时恕不办理。如果是产品本身原因，我们将承担来回运费，如果是买家原因造成退换货，将由买家承担来回运费。

以下原因不接受退换货：产品包装已拆，已使用、买家恶意损坏的产品，效果没有想象那么明显（因每个人体质不一样，效果有快慢之分）

可免长时间燃烧圈孔将其的铁圈和木质材料连接处的胶烧坏，造成不必要的损失。

- 1、本店的商品实物拍摄，由于各人的显示器分辨率不同，显示的图片颜色与实物存在一定的色差。（我们无法保证顾客购买的商品颜色与实物一样，我们也不以颜色不一样作为退货理由），对色差敏感者请再三考虑清楚后再拍宝贝。
- 2、由于店主平时比较忙，但是我们会尽量在收到货款48小时内发货，如拍下的宝贝出现断货现象，店主会第一时间通知您是否进行退款或更换其它宝贝和致声道歉，不便之处，请予以谅解与理解！
- 3、为了节省你我时间，我们将诚信出价，拒绝讨价还价，如有优惠活动，请看店铺公告。

4、本店均为正品，请放心购买！

#### 【买家退换货规则】

- 1、网络购买贵在诚信，请珍惜你的网络信用，无意购买者请不要随便拍下，恶意买家我们将投诉到底！
- 2、收货：请在快递包裹签收前当着快递员的面验收商品。如果包裹破损或者数量不对，特别是产品有质量问题，拒绝签收。因为每件产品我们是认真检查并且和快递收件员共同清点后确认填写的。若签收后再发现数量不对或发现质量问题。小店概不负责。
- 3、质量问题：因为是网络销售。商品若有质量问题请收货后48小时内与我们联系退换事宜，超时恕不办理。如果是产品本身原因，我们将承担来回运费，如果是买家原因造成退换货，将由买家承担来回运费。
- 4、以下原因不接受退换货：产品包装已拆，已使用、买家恶意损坏的产品，效果没有想象那么明显（因每个人体质不一样，效果有快慢之分）

名称：普庆堂包装机械经营部

地址：安徽省亳州市交易中心9栋6号

电话：0558-5322186 手机：13856805581

传真：0558-5322186 qq：1397040911

农行卡号：6228484070089221815鲁红侠女士