

竹制三眼艾灸盒 竹制三眼艾灸盒

产品名称	竹制三眼艾灸盒 竹制三眼艾灸盒
公司名称	单桂敏（个体经营）
价格	18.00/件
规格参数	品牌:竹制三眼艾灸盒
公司地址	中国 辽宁 朝阳市双塔区 辽宁省朝阳市沈承大街1段188-6
联系电话	86-04212833055 15541651086

产品详情

品牌 竹制三眼艾灸盒

配件:松紧带1条

竹制3孔灸盒使用说明：

- 1、顶管：适用于粗细不同的艾条,调整就和顶盖上的夹子即可.
- 2、盒架：是灸架的主体，盒盖与灸盒可分开,既便于清除灰烬又利于通风燃烧。
- 3、防护网：位于底部，是为了防止艾火脱落烫伤皮肤所设的隔离层。
- 4、底祥：用以勾住橡皮带，将艾灸架固定在灸处用。位于架子底部两侧。
- 5、橡皮带：套住底祥，固定支架用。
- 6、箱体与盒盖由4个小磁铁固定,方便箱体与盒盖可分开

使用说明：

- 1、将艾条点燃后插入顶管，以上下自由移动为准。
- 2、选好熏灸部位，然后将灸盒罩在上面，将橡皮带套在灸架两边的底祥上，即可附贴牢固而不脱落。
- 3、升降艾条调节火力，以微烫而不疼痛为适中，火力过小，效果不佳。

4、经常吹去或弹掉艾条上的灰烬，并保持艾灸架的清洁。

5.灸完后,将顶盖打开,将灰烬倒掉.

【提示】带上面的盖子,可以用于盛放艾灸条;拿下盖子为开口灸盒可以用于盛放艾绒，并便于清楚灰烬。

【使用方法:功能与主治】理气血，逐寒湿，温经止痛。用于心腹冷痛，泄泻转筋，骨节酸痛，四肢麻木，腰酸疼痛等症，**【用法与用量】**点燃后艾灸患处，一日2-3次。

【贮藏】密闭，防潮。禁忌:1.大醉大怒大惊大恐过劳过饱情形下禁灸. 2.皮肤过敏者不宜灸.