

唯爱美牙仪一支美牙凝胶能用多久

产品名称	唯爱美牙仪一支美牙凝胶能用多久
公司名称	四川泽晨唯爱生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区天府大道中段666号1栋27层2701、2702号
联系电话	13811031390

产品详情

囤！口！红！各种品牌各种色号的口红应有尽有却忘记了口红的颜色必须一口美牙来配
脑补一下红唇黄牙，尴尬十足

如果没有整齐美观的牙齿 涂十万支YSL又有什么用？牙齿丑的
妆容再精致也会毁掉。想象中涂了口红的你！

而现实中的你 Oh, no! 简直就是浪费口红好吗！

美白是每个女宝宝永远的必修课我们不仅要脸白！身体白！牙齿更要白！客服微信：188765130

虽然坚持每天都刷牙~还是有牙黄这样讨厌的问题啦~ 微笑只能用手捂嘴，不敢露齿大笑
害怕被人看到、挨不住嫌弃的目光 啊想想就...扎心...唯爱美牙仪采用的是低温冷光，降低了对我们敏感的
牙神经造成的不适，而且我们配备的美白剂的主要成分是过氧化氢，这种成分安全，用在牙齿的美
白上已经安全的使用了十年之久。唯爱美牙仪的美牙原理和医院那些专业设备是一样的，在对牙齿进行
美白过程中，对牙齿的结构以及珐琅质都不会造成一丁点的伤害，可以说安全性是无需置疑的。

唯爱美牙仪适应人群：先天性色素牙、黄牙；食物、饮料、烟、酒渍沉淀牙齿；药物性变色牙、自然性
变色牙、轻度四环素牙、轻度氟斑牙等客服微信：188765130

唯爱美牙仪禁用说明：

- 1、孕妇 哺乳期，备孕（3个月）禁止使用。（宝宝永远是第一位）
- 2、顾客患有牙周炎等牙齿疾病的建议先治疗在使用
- 3、严重的氟斑牙和四环素牙齿，唯爱没有效果

- 4、唯爱对于烤瓷牙没有伤害，只能起到杀菌除口臭，烤瓷牙不变色
- 5、牙结石很严重的顾客，建议先洗牙在使用，洗牙一个星期再用唯爱
- 6、牙齿松动的顾客禁止使用客服微信：188765130
- 7、带过牙套的顾客，必须清理干净树脂胶才可以用
- 8、有虫牙的顾客，建议先去做填充，要不使用唯爱容易刺激牙齿。
- 9、未满16岁的宝宝也没办法使用，因为牙齿发育不完善

唯爱美牙仪的效果怎么样呢？

- 1、普通型黄牙：效果最佳，一般连续使用7次均可见效，也有顽固性黄牙，需要7-10次
- 2、轻中度氟斑牙和四环素牙齿：这类型的牙齿轻度的见效快，大概在10次左右。中度的需要15次。这类型的牙齿一盒不能保证完全美白，只能起到改善和淡化的作用。

唯爱美牙仪一盒可以用多久？

一盒唯爱凝胶可以用20-25次，仪器可以一直用，后期凝胶用完只需要单独购买凝胶补充装即可，凝胶补充装售价128元。

唯爱美牙仪需要一直用吗？

不需要一直用，当顾客牙齿白了之后，后期定期巩固即可，按普通黄牙顾客来做分析，连续使用7天之内之后牙齿白了，后期一周巩固2-3次，次数递减即可。

IAI.LA(唯爱) 微博：唯爱美牙仪牙齿冷光美白仪MorFei

VIAI.LA(唯爱) 微信公众账号：viaila-sx

VIAI.LA(唯爱) 客服微信：188765130

我公司主要经营美牙仪，电动牙刷，牙膏，牙贴，齿膜，美白饮

我们的地址：成都高新区天府大道中段666号1栋27层2701、2702号电话：联系微信：188765130
期待您的咨询

生物技术研发 销售 医疗器械 医药技术 医疗技术开发 技术咨询 技术转让 健康咨询 日用品 电子产品
化妆品研发销售