

# 王金金同款美牙仪

产品名称	王金金同款美牙仪
公司名称	四川泽晨唯爱生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区天府大道中段666号1栋27层2701、2702号
联系电话	13811031390

## 产品详情

只要一张口说话，就能看得到发黄的牙齿，面对其他人讲话自己都觉得尴尬，因为特别丑，给人一种很邋遢不卫生的感觉，尤其是和别人合照时，微笑只能永远抿着嘴。

随着化妆品科技水平的提高，脸部美白、祛痘和抗皱的瓶瓶罐罐越来越多了，我们有本事弄得脸白嫩水灵，却对多年的老黄牙束手无策，多好看的脸，配上一口老黄牙，也是大煞风景，好端端的形象崩塌了！) 客服微信：188765130

拥有一口大白牙笑起来就是还看，可是现实中，很多人都拥有一口黄牙，笑不敢放肆笑，讲话不敢张大嘴巴讲，生怕别人看到自己满口的黄牙尴尬，那么牙齿发黄是什么原因造成的呢？

是否因为牙黄和闺蜜们拍照不够自信？甚至像一朵绿草在衬托鲜花的美丽？或许你现在还没发现，因为你们都是黄牙，如果你的闺蜜牙齿比你白，那么可就是赤裸裸的对比伤害了。你是否因为牙齿黄而不敢大笑，没有自信？你想让有缺陷的牙齿变得更完整吗？你是否一直在寻找一种真正安全、无痛、有效的牙齿美白方法？你的牙齿救星真的来了

### 唯爱美牙仪介绍

唯爱美牙仪作为目前国内家庭式牙齿美白行业首屈一指的品牌，不断的革新与突破令消费者享受到了更为便捷的牙齿美白方式。由其国内首创的VIAILA唯爱美牙仪家用套装更让前沿的牙齿美白旋风加速刮进了千家万户的生活。

家庭装唯爱美牙仪，结合的国外冷光技术，凝胶进口，参考大型冷光原理，经过730天的考研，让凝胶和蓝光的结合通过牙齿中的牙本质小管渗透，从而可以达到快速彻底地美白牙齿的效果。唯爱美牙仪美白的操作时间不用很长，仅需30分钟。低温冷光，完全避免了操作过程中对牙神经的刺激。) 客服微信：188765130

唯爱美牙仪是一种制作精良、技术先进、样式美观、体型小巧的个人专用牙齿美白仪器。它使用起来非

常的简单快捷，只要按照正确的操作步骤，用不了半个小时，人们就可以完成一次牙齿美白清洁的工作。由于使用简单，美白效果好，因此，现在这种仪器非常受人们的欢迎

X

## 牙齿美白小神器

### 唯爱美牙仪牙齿美白原理

将波长介于480—520nanometer之间的高强度蓝光，经由12000多根、总长度超过一英哩的光纤传道，再通过两片经30多次镀膜处理的光学镜片，隔处了一切有害的紫外光与红外线，照射到涂抹在牙齿上的润洁莹亮凝胶上，在最短的时间内使润洁莹亮凝胶透过牙齿本质小管与多年来沉积在牙齿表面及深层的色素产生氧化还原作用，使牙齿回到未经染色的洁白。在亲水性药物和完全不接触牙龈的美白过程中，对牙齿结构及珐琅质不会造成任何伤害。美白牙齿后，也较其他同类产品更富有光泽。

### 唯爱美牙仪能量盒介绍

在光学美牙领域进入新的阶段，新版美牙仪中植入VI-AI智能芯片，对蓝光控制进入智能化阶段，保证高频蓝光更稳定输出。能量盒材料使用国外进口的环保PC材质，更轻便的同时具有较高的抗菌性，能量盒外观采用粉饼盒型态，更便于携带同时更具时尚感，秉承极简的设计理念。简化了复杂的操作模式，所有指示灯和按钮完全右置，更符合人体工程学，USB接口采用3.0快充工艺。能量盒开启设定时长为20分钟，轻触可加减时间，每次加减时间为5分钟，建议每次使用完及时充电，以支撑新版牙托高强度蓝光输出，达到最好的效果。) 客服微信：188765130

### 唯爱美牙仪凝胶介绍

采用美国进口医用型无菌针管，让润洁莹亮凝胶在针管中完全达到无菌，避免凝胶中的药物成分污染，针管材质达到医用标准。采用双效美白的润洁莹亮凝胶，增加活性氧、亮白因子，加快美白牙齿速度的同时，增加温和和养护成分，最大限度的降低对牙齿的刺激，使其在使用时更加贴合亚洲人牙齿舒适度。增加了修护牙釉质的成分，在美牙的同时，修复牙齿存在的健康隐患。有效抑制口腔细菌滋生。

### 唯爱美牙仪牙托介绍

采用食用级别全包边软硅胶牙托，配合人体咬合力学，为了进一步的提高产品内部的安全与清洁，革命性地研发出了第一代牙托与牙托灯的分离技术，延伸牙托弧度，使蓝光能更充分照射牙齿表面，随时可对牙托进行清洗，护理更方便。八颗高强度蓝光大灯珠可以在VI-AI智能芯片调节精准蓝光波长下，高频蓝光穿透强，快速催化美白凝胶，更加均匀有效的去除牙齿表面及深层附着的色素。避免了因光波短造成的凝胶发挥速度慢，使牙齿美白更加迅速。

### 唯爱美牙仪禁用人群

- 1、 孕妇 哺乳期，备孕（3个月）禁止使用。（宝宝永远是第一位）
- 2、 顾客患有牙周炎等牙齿疾病的建议先治疗在使用

- 3、严重的氟斑牙和四环素牙齿，唯爱没有效果
- 4、唯爱对于烤瓷牙没有伤害，只能起到杀菌除口臭，烤瓷牙不变色
- 5、牙结石很严重的顾客，建议先洗牙在使用，洗牙一个星期再用唯爱
- 6、牙齿松动的顾客禁止使用
- 7、带过牙套的顾客，必须清理干净树脂胶才可以用
- 8、有虫牙的顾客，建议先去做填充，要不使用唯爱容易刺激牙齿
- 9、未满16岁的宝宝也没办法使用，因为牙齿发育不完善

#### 唯爱美牙仪视频教程使用细节

- 1、做之前，先用温水漱口，用牙擦把牙齿表面水分擦干
- 2、把凝胶挤在牙托上（切记不可图多，黄豆大小即可做上下牙齿）用牙签均匀涂开
- 3、长按能量盒logo开机（关机长按logo）时间自动设置20分钟。轻按logo一下可调整时间-/+五分钟。
- 3、插上牙托（能量盒圆口为牙托线，扁口为充电线）
- 4、做美牙期间产生口水不可吞噬。建议拿下牙托吐出去即可
- 5、做完美牙，建议先温水漱口 然后刷牙洗脸睡觉（切记别吃东西抽烟喝饮料，避免牙齿再次上色）
- 6、牙托可以拆洗，清洗干净擦干即可
- 7、美牙仪属于小负荷电源，充电不宜过长，一般建议2小时即可。
- 8、夏天到了，凝胶建议放在阴凉地方存放，避免温度高导致凝胶氧化变成水

AI.LA(唯爱) 微博：唯爱美牙仪牙齿冷光美白仪MorFei

VIAI.LA(唯爱) 微信公众账号：viaila-sx

VIAI.LA(唯爱) 客服微信：188765130

我公司主要经营美牙仪，电动牙刷，牙膏，牙贴，齿膜，美白饮

我们的地址：成都高新区天府大道中段666号1栋27层2701、2702号电话：联系手机：13811031390  
期待您的咨询

生物技术研发 销售 医疗器械 医药技术 医疗技术开发 技术咨询 技术转让 健康咨询 日用品 电子产品  
化妆品研发销售