

销售多用途健身车(脚踏车)

产品名称	销售多用途健身车(脚踏车)
公司名称	沈阳金皓程商贸有限公司
价格	509.00/台
规格参数	品牌:优生活 产品类别:直立式 阻力调节方式:电磁控健身车
公司地址	沈阳市铁西区北一东路30-2号
联系电话	86 024 25115277 13342491877

产品详情

品牌	优生活	产品类别	直立式
阻力调节方式	电磁控健身车	功能	距离、速度、其他
程式	减肥、健身、其他	适用范围	家庭、办公室、其他
最大承重	90 (kg)	型号	A033A

健身脚踏车

生产厂家以生产经营按摩器材、小型家用电器等产品为主。客户遍及日韩，欧美等世界各地主流消费国！公司长期给为日本“tiger”，欧洲的“hoover”等品牌生产蒸汽清洗机及其他产品！先后通过了iso9001国际质量保证体系，iso14000国际环保体系认证！公司拥有花园式厂房50000平米。在职员工近2000余人。旗下“优生活，好神汽”品牌谋求为国人创造健康，优质的生活！

优生活-ulife : a033a

本品为恢复性被动式健身脚踏车，适合中老年人及都市一族缺乏运动的客户群！对人体四肢关节及身体都有很好的辅助作用，本品为健身保健类产品，非医疗器材，请亲拍前，咨询，谢谢！

一.产品介绍：

多用途健身车的特点为被动式运动四肢和关节,有效降低踝关节和膝盖压力,有助于提高心肺功能:锻炼下肢肌力,增强耐力.同时亦可用于老年人活动手脚及康复性的辅助治疗.此多用途健身车造型轻巧符合人体工学,更方便的控制盒设计,不但能坐着用,躺着用,看电视用,聊天用,让您随时随地都能运动.

二.产品卖点：

年青人可选择使用的同时,对中老年人或部分手脚运转不便的人群可被动型运动,对手脚的锻炼及恢复有很大的协助运转圈数及消耗热量计数显示:可依使用时间显示运动圈数或卡路里消耗数值,使脂肪运动”呈现”在眼前.产品尺寸小,重量轻,可轻松自由移功或拆卸组装.多级调速,30rpm/40rpm/50rpm/60rpm共四种运行速度供选择.依个人喜好3.6.9.12.15min 5种运行时间供选择.正反转功能,依个人需求选择正反转工作模式.自动动转功能:依个喜好,自行选择工作时间和速度或依内部设计自动运行工作时间及工作转速.堵转报警功能:更安全,更可靠的设计.当强行堵转约6秒后马达自动停止,同时蜂鸣器将发出b1..b1声以示报警,此时按一次on/off键可重新启动,如1分钟后未解除报警则自动off强身健体,康复理疗的好帮手

a)对于功能稍好的人群可以不用电机带动直接作主动训练即：上肢主动训练、下肢主动训练.

b)对于功能较差的人群可以用电机带动肢体作被动训练即：上肢被动训练、下肢被动训练

c)改善手脚灵活度，加强肌肉力量及改善心血管系统功能

d)促进血液循环，防治褥疮，加速肢体功能恢复，改善关节活动度，增强肌力，进而促进坐位、站立及行走功能，提高生活自理能力及生活质量,是康复理疗的好帮手.

e)适合体位：坐位、卧位。不论是已会坐的患者，还是躺在病床上不能活动的患者，本电动脚踏车都可以进行治疗。避免不正确的康复治疗所带来的病情延误及加重.

获中国独家外观专利保护,专利号为:zl200630153805.6

三.使用介绍：

1.确保电源为220v.

2.换上脚踏板组件或者手柄组件

3.插上电源插头,打开翘板开关,开关亮,控制盒上全频显示四个8,随后进入初始设定状态,设定为,速度30rpm,方向正转,显示转动圈数,此时按start/pause键可按按键功能进行操作.

4.按键功能:

a)start/pause(开/关)键:按动一次开机运行,再按一次停止,压下2秒可清零.

b)调速键:按动speed键,共有30,40,50,60rpm可供选择.

c)正反转键:按动一次,脚踏车改变一次运行方向.

d)定时键:共有3,6.,9,12,15分钟可供选择.

e)auto键(自动):手动调节同自动运转两种功能模式:依个喜好,自行选择工作时间和速度或依内部设计自动

运行工作时间及工作转速.

f)mode键(模式):显示选择功能,可依次选择圈数,卡路里消耗量,时间值

g)堵转报警功能:当堵转约6秒后马达自动停止,同时蜂鸣器将发出b1-b1声以示报警,此时按一次on/off键可重新启动,1分钟后未解除报警则自动off.

四.faq (常见问题的解答)

1.售后服务

保修：自顾客收到货一年内，如货物出现非人为质量问题可免费维修，【可寄配件自行维修，可回厂家修理，运费自付。】如一年后配件需要自行购买

3.售后服务常见问题:

问题一.

产品的手柄如何更换安装?

- a、请确认已经切断电源.
- b、产品左边手柄和右边手柄都使用鱼叉扳手以逆时针方向旋入.
- c、装配手柄时,人站在控制盒正前方以区分左右方向.

问题二:

产品通电后不能运转?

- a、请确定通电后产品本体上的红色电源开关是否按到“ on ”的位置.
- b、如红色电源开关已经按到“ on ”的位置,请确认控制盒上的“ 开关 ”按键是否已经按下.

问题三:

产品出现b1..b1报警时,如何解决?

此产品设计在强力堵转6秒后马达将自动停止.此时按一次控制盒on/off(开/关)键即可重新启动.如持续报警,请直接切断电源.然后重新启动产品即可解除报警状态.