

洗牙器工厂OEMODM定制 紫外线消毒冲牙器 深圳市飞猫电器

产品名称	洗牙器工厂OEMODM定制 紫外线消毒冲牙器 深圳市飞猫电器
公司名称	深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司
价格	138.00/台
规格参数	品牌:耐菲尔nicefeel 型号:FC288 产地:深圳
公司地址	福永街道龙王庙工业区28栋
联系电话	15889651353 15889651353

产品详情

型号：FC288

电源：AC100-240V，50/60Hz脉冲数：1250-1700次/分钟可调压力：10级档位压力调节水箱容量：600ml
压力范围：30-125psi产品净重：0.88kg额定功率：18W产品尺寸：186x120x226mm

口腔健康往往容易被我们所忽视，其实重要。并且所有的牙龈疾病在日常的口腔护理中是可以防患于未然的。

冲牙器会损伤牙齿吗？

使用冲牙器不会损伤牙齿，冲牙器的高压脉冲水生的冲击是一种柔性的，对牙齿、牙龈没什么太大不良。而且冲牙器的水流还能有牙龈的作用。

PS：冲牙器是清洁口腔的一种工具，不可取代牙刷刷牙。

冲牙器适用人群：

1、口气困扰严重；

- 2、牙龈；
- 3、佩戴正畸矫正器；
- 4、有蛀牙、牙龈炎、牙周炎等口腔疾病；
- 5、口腔内有种植牙、义齿；
- 6、口腔术后需要保洁预防感染。

冲牙器使用注意事项：

- 1、如果是初次使用冲牙器的话，建议先选择低档位水压或者是轻柔模式清洁，给牙齿和牙龈一个适应期。如果初次使用出现牙龈的现象，说明牙龈还没有适应水压或者本身就有轻微口腔疾病，一般持续使用1周后会有好转。如果持续超过2周，很有可能有牙周疾病，建议去口腔进行诊治。
- 2、冲牙器喷头多样，有标准喷头、牙菌斑克星喷头、正畸喷头，牙周袋喷头牙刷喷头等，建议针对不同的情况具体使用不同的清洁喷头。建议标准喷头、舌苔清洁喷头每半年更换一次，其他喷头每3个月更换一次。
- 3、日常清洁时，使用清水即可，如果要在冲牙器水箱中加入或其他添加剂，建议添加比例不要超过1:1，使用过后要用清水系统地冲洗水箱。
- 4、适合3岁以上人士日常口腔护理（儿童须在家长下使用，严重牙疾人士使用请谨遵医嘱）

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。