

用了美牙仪牙齿很酸怎么回事

产品名称	用了美牙仪牙齿很酸怎么回事
公司名称	四川泽晨唯爱生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区天府大道中段666号1栋27层2701、2702号
联系电话	13811031390

产品详情

当你收到唯爱美牙仪的时候！

注意：请你第一时间保存一张清晰的牙齿原图，方便后期做对比哈

注意：当你收到货的时候，建议提前冲电下，避免新机子虚电不足哈

注意：千万要保存好产品的全部配件以及盒子，后期售后需要

问：唯爱美牙仪什么时间用呢？

答：一般建议晚上睡觉之前用最佳客服微信：188765130

问：唯爱美牙仪一天用几次？

答：建议每天一次即可，连续使用7-10次为周期

问：唯爱美牙仪做之前需要刷牙吗？

答：一般小编都建议顾客做之前先温水漱口，做完之后在刷牙洗脸

问：唯爱美牙仪做完可以吃东西吗？

答：建议顾客做完美牙仪之后，不要吃东西抽烟喝饮料，避免影响效果

问：唯爱美牙仪凝胶用量是多少？

答：黄豆大小即可用上下牙齿量，大概0.04ML。每支凝胶3ML。每次只用两小格即可（如图）千万不要

涂多！

问：唯爱美牙仪牙托如何佩戴呢？

答：唯爱美牙仪第四代牙托采用医用开口器类型，有些顾客嘴巴有点小，建议顾客佩戴上，稍微掀起嘴唇，如图

问：唯爱美牙仪凝胶涂抹位置？

答：如图，建议均匀涂抹在图片位置
客服微信：188765130

问：唯爱美牙仪如何开关机呢？

答：长按logo三秒开机，长按logo三秒关机

问：唯爱美牙仪牙擦是干什么用？

答：是做之前用牙擦先擦干净牙齿表面水分，如果牙擦用完，可以用卫生纸巾代替，牙擦套在手指上，白色那一面擦牙齿

问：唯爱美牙仪充电多少合适？

答：一般建议充电3-5小时即可，每次充电可以用2-3次区间

问：唯爱美牙仪牙托线和充电线如何区分？

答：牙托线插口为圆孔，充电线插口为扁口型，注意两条插口不建议同时插入，唯爱美牙仪不能一边充电一边美牙哈

问：唯爱美牙仪时间如何设置？

答：唯爱美牙仪开机就是20分钟，按能量盒logo加减时间，-号为15分钟。+为25分钟

问：唯爱美牙仪时，口腔口水可以吞噬吗？

答：做美牙仪的时候，产生的口水不建议吞噬，可以拿下牙托吐出去即可

问：唯爱美牙仪凝胶可以碰到牙龈、皮肤、嘴唇吗？

答：唯爱美牙仪凝胶是不可以碰到牙龈，皮肤，嘴唇。避免造成不适 但觉得无伤害！

问：唯爱美牙仪凝胶用完怎么办？
客服微信：188765130

答：凝胶替换装售价128元，和原装一模一样，联系经销商购买即可

问：唯爱美牙仪需要一直使用吗？

答：初期需要坚持7-10次为基础，牙白之后后期减少使用次数，不需要每天使用，只需要定期巩固即可

问：唯爱美牙仪有售后服务吗？

答：只要是从正规经销商渠道购买，均有售后服务，不管是牙托售后还是仪器售后，但是要注意哈，保存好产品全部配件哈，有任何问题随时对接卖家即可

问：唯爱美牙仪正品如何辩证？

答：官方售价399 代理授权 产品防伪码
每一盒产品都自带防伪码可用微信扫一扫验证即可追踪产品发货源

VIAI.LA(唯爱) 微博：唯爱美牙仪牙齿冷光美白仪MorFei

VIAI.LA(唯爱) 微信公众账号：viaila-sx

VIAI.LA(唯爱) 客服微信：188765130