## 用了美牙仪牙齿很酸怎么回事

产品名称	用了美牙仪牙齿很酸怎么回事
公司名称	四川泽晨唯爱生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区天府大道中段666号1栋27层2701、270 2号
联系电话	13811031390

## 产品详情

当你收到唯爱美牙仪的时候!

注意:请你第一时间保存一张清晰的牙齿原图,方便后期做对比哈

注意: 当你收到货的时候, 建议提前冲电下, 避免新机子虚电不足哈

注意:千万要保存好产品的全部配件以及盒子,后期售后需要

问:唯爱美牙仪什么时间用呢?

答:一般建议晚上睡觉之前用最佳客服微信:188765130

问:唯爱美牙仪一天用几次?

答:建议每天一次即可,连续使用7-10次为周期

问:唯爱美牙仪做之前需要刷牙吗?

答:一般小编都建议顾客做之前先温水漱口,做完之后在刷牙洗脸

问:唯爱美牙仪做完可以吃东西吗?

答:建议顾客做完美牙仪之后,不要吃东西抽烟喝饮料,避免影响效果

问:唯爱美牙仪凝胶用量是多少?

答:黄豆大小即可用上下牙齿量,大概0.04ML。每支凝胶3ML。每次只用两小格即可(如图)千万不要

问:唯爱美牙仪牙托如何佩戴呢?

答:唯爱美牙仪第四代牙托采用医用开口器类型,有些顾客嘴巴有点小,建议顾客佩戴上,稍微掀起嘴

唇,如图

问:唯爱美牙仪凝胶涂抹位置?

答:如图,建议均匀涂抹在图片位置客服微信:188765130

问:唯爱美牙仪如何开关机呢?

答:长按logo三秒开机,长按logo三秒关机

问:唯爱美牙仪牙擦是干什么用?

答:是做之前用牙擦先擦干净牙齿表面水分,如果牙擦用完,可以用卫生纸巾代替,牙擦套在手指上,

白色那一面擦牙齿

问:唯爱美牙仪充电多少合适?

答:一般建议充电3-5小时即可,每次充电可以用2-3次区间

问:唯爱美牙仪牙托线和充电线如何区分?

答:牙托线插口为圆孔,充电线插口为扁口型,注意两条插口不建议同时插入,唯爱美牙仪不能一边充

电一边美牙哈

问:唯爱美牙仪时间如何设置?

答:唯爱美牙仪开机就是20分钟,按能量盒logo加减时间,-号为15分钟。+为25分钟

问:唯爱美牙仪时,口腔口水可以吞噬吗?

答:做美牙仪的时候,产生的口水不建议吞噬,可以拿下牙托吐出去即可

问:唯爱美牙仪凝胶可以碰到牙龈、皮肤、嘴唇吗?

答:唯爱美牙仪凝胶是不可以碰到牙龈,皮肤,嘴唇。避免造成不适 但觉得无伤害!

问:唯爱美牙仪凝胶用完怎么办?客服微信:188765130

答:凝胶替换装售价128元,和原装一模一样,联系经销商购买即可

问:唯爱美牙仪需要一直使用吗?

答:初期需要坚持7-10次为基础,牙白之后后期减少使用次数,不需要每天使用,只需要定期巩固即可

问:唯爱美牙仪有售后服务吗?

答:只要是从正规经销商渠道购买,均有售后服务,不管是牙托售后还是仪器售后,但是要注意哈,保存好产品全部配件哈,有任何问题随时对接卖家即可

问:唯爱美牙仪正品如何辩证?

答:官方售价399 代理授权 产品防伪码

每一盒产品都自带防伪码可用微信扫一扫验证即可追踪产品发货源

VIAI.LA(唯爱)微博:唯爱美牙仪牙齿冷光美白仪MorFei

VIAI.LA(唯爱)微信公众账号:viaila-sx

VIAI.LA(唯爱) 客服微信:188765130