

变色退热贴代工，弹力变色退热贴贴牌厂家

产品名称	变色退热贴代工，弹力变色退热贴贴牌厂家
公司名称	日照海旭医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	退热贴厂家:日照海旭医疗器械有限公司 变色退热贴:退热贴膏药oem生产 退热贴代工:变色退热贴代工
公司地址	山东省济南市市中区经四路万达写字楼C座505
联系电话	15715318939

产品详情

高温变色的退热贴产品，变色退热贴贴牌OEM代加工产品说明，小儿穴位贴敷治疗贴贴剂退热贴加工厂家二类医疗器械文号，可oem贴牌定制加工产品外包装设计，有需要代工欢迎咨询了解洽谈

【产品名称】退热贴

【产品描述】本品主要由薄荷脑，对羟基苯甲酸、水、高分子物质、无纺布组成。

【预期用途】主要用于发热患者的局部物理降温，用于急、慢性发热、头痛、牙痛、跌打扭伤及暴晒后的局部降温。

【使用方法】1.沿缺口撕开包装袋，取出贴剂，揭开透明胶膜，将凝胶面直接贴敷于额头或太阳穴，也可敷贴于颈部大椎穴;2.为加快降温速度可加用数贴，同时贴在人体左右颈总动脉，左右股动脉处;3.每天1-3次，每贴可连续使用6-8小时。

【慎用】糖尿病，高热患者。

【禁忌症】孕妇，皮肤溃烂处禁用。

【警示】当热源使用有不适或症状加重时，及时就医。

【注意事项】1.勿贴在有伤口，敏感性的皮肤，近眼睛及嘴部位置;2.为保持效果及卫生，每片不要重复使用;3.初生婴儿，小孩需在成人指导监督下使用;4.远离儿童存放，防止儿童误食误用;5.使用中若有不适或皮肤发红，停止后可消失;6.勿贴于头发，眉毛及有汗水处，以免脱落;7.本品为物理制品，发热持续不退者，需接受医生的治疗。

变色退热贴产品优势：

- 1、本品采用水性巴布剂技术，易贴易揭没有残留；过敏率低能有效保护幼儿皮肤。
- 2、100%进口原料生产，品质保证。优质亲水性高分子凝胶基质，保水性好，缓式释放。天然植物提取液精华，气味清香宜人。
- 3、8小时持续降温效力，退热效果明显，快速局部降温3-6度，有限降低人体温度1-2度。

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。