

纯铜特大号温灸棒/特大艾灸棒/特大纯铜温灸棒

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 纯铜特大号温灸棒/特大艾灸棒/特大纯铜温灸棒 |
| 公司名称 | 祝雪云（个体经营） |
| 价格 | 28.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:雪云 |
| 公司地址 | 中国 浙江 衢州市柯城区 姜家山乡柴家村 |
| 联系电话 | 86 0570 2321285 15157027466 |

产品详情

品牌 雪云

量大可批发！

另有49元套餐

本温灸棒采用纯铜材质制作,长29cm 适用于1.8cm直径以下的有烟无烟艾条。

.产品特点：

- 一、新型温灸棒人性化设计，使用更为方便
- 二、精制纯铜温灸棒（轴承和筛网为钢或铁）
- 三、通风口带有保护网罩，不易熄灭。
- 四、可以使用直径为18mm的艾条，更加适合治疗.

产品结构：

总长度：29cm左右

内胆长度：20cm

外壳长度：25cm

头部长度：11cm 直径：3.8cm（外部）

手杖长度：13.5cm 直径：2.4cm（内部）

材料：铜

艾灸，乃中国最古老的医术之一，属于医外治物理疗法，它源于远古时代，形成于商周年间，历时几千年。艾条点燃后放入温灸器中产生温热的刺激，配合艾油（或精油渗入）在经络或患处四周，帮助人体全面温通经络，温补元气，调和气血，润泽肤色，散发健康神采。

温灸养生在身体方面有六大功效：温肌散寒、疏风解表；温经通络、活血散瘀；温中活里、强脏壮腑；温阴补虚、回阳固脱；行气活血、消火化淤；平衡阴阳、保健防病。

身体方面：可疏通经络、和谐脏腑、平衡阴阳、调整生理机能、增强人体的免疫力、强身健体。

另有纯手工2年陈艾条

6年陈 纯手工艾条

温灸棒详细操作说明：

- 一、将艾条取出，点燃后从尾部将艾条送入温灸棒之中。
- 二、轻按尾部，使艾条落至顶端，以水平或倒置之动作，将艾条调整至活适当之距离。
- 三、以手掌试验温度之高低，确定温度适中后，即可开始使用。
- 四、每次使用前须在皮肤，抹上温灸清油。

温灸精油（功效）：能增强循环系统，使血流畅通，可恢复红血球的活力，减轻贫血现象进而活络免疫系统，帮助抵抗传染性疾病，促进消化系统的功能，抑制体内酸性，对便秘，蜂窝组织炎也有益，减轻头痛，偏头痛，和关节炎。

五、灸器点上火后不可悬空过久，以免接触皮肤时温度过高，以致烫伤，如悬空太久，可先以手掌将灸器之温度搓低后再继续使用，每隔一段时间，应将灸烬敲散除去。

六、每使用艾条二至三条后，在灸器控制口会产生温灸油垢，应以毛刷洗清，以保持灸条之通畅。

七、熄火时，只要将上端弹簧部分按下同时倒置灸器使灸条滑入管内，停留十秒钟即熄灭。

温灸美容：清洁 热喷 去角质 按摩精油 刮痧 艾条温灸

使用中注意：

1、将艾条点燃，并让其充分燃烧（可吹气，让其快速燃烧起来）2、将燃烧充分的艾条放入温灸棒底部，并轻轻按底部，将艾条送入3、按压内芯后步，将艾条燃烧头调整到温灸棒头部中间位置，这样可以促进燃烧。4、艾条燃烧后，温度稍低时可以做着肤灸，温度提高后可以采用悬灸方式。5、使用超过几分钟后，需要随时调整燃烧头位置，保持燃烧连续性，同时通过上孔排出烟灰。

【操作程序】

背部温灸：全身精油按摩之后进行身体温灸。手掌手臂颈肩背部腰部臀部大腿小腿足底时间10 - 20分钟。
脸部温灸：在脸部按摩之后，要打底才能进行温灸（保湿水精华霜）；温灸之后无需脸部清洁，直接上面膜即可。额头太阳穴眼部（瞳子廖、承泣、四白）脸颊鼻翼嘴周颌尖颈部耳周。温灸方法：以下向上打圈，上有力下无力（原理同高周波，但速递要快，以免烫伤客人及烧伤客人的睫毛颌眉毛）
腹部温灸：腹部用精油按摩完之后进行温灸。用温灸器腹部来回滚动，再点脐周穴点，（水份、归来、气海、关元）时间：10 - 15分钟。

温灸按摩的注意事项：

- 1、温灸时先灸左方，再灸右方
- 2、温灸后半小时内不要用冷水洗手或洗澡。
- 3、温灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水)，有助排泄器官排出体内毒素；
- 4、饭后一小时内不宜温灸。脉搏每分钟超过90次以上禁灸；过饥、过饱、酒醉禁灸；孕妇禁用；身体发炎部位禁灸!注意事项 1、大醉大怒大惊大喜过劳过饱情形禁灸。 2、皮肤过敏者不宜灸。
- 3、孕妇不宜灸； 4、防止晕灸。晕灸虽属罕见，但亦应注意。在施灸中若突然出现头晕、眼花、恶心、心慌出汗、颜面苍白等症状，是为晕灸应立即停止施灸，开窗通风。
- 5、如遇温度过高有热烫感，请及时停止或者增加艾灸的距离，以免灼伤。
- 6、艾灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水)，有助排泄器官排出体内毒素。 7、有很多客户问：痛经期间是否可以艾灸。答案是：可以的。在湖南中医药大学，滕久祥教授提词的本书《图解艾灸疗法》第282页中，痛经灸疗的病例就有讲到王女士从痛经期前两天灸至经期的第二天，小腹部疼痛消除，月经量色均正常。

注意：新品上市，暂无包装盒，请淘友谅解。

