

第二代黄铜造火龙灸|火龙罐|更耐用+更安全+更有效

产品名称	第二代黄铜造火龙灸 火龙罐 更耐用+更安全+更有效
公司名称	王福杰(个体经营)
价格	19.00/件
规格参数	产品类别:艾灸用品 品牌:火龙罐 材质:铜
公司地址	中国 河北 廊坊市广阳区 河北省廊坊市广阳区解放道166号
联系电话	86 0318 8974181 13513018123

产品详情

产品类别	艾灸用品	品牌	火龙罐
材质	铜	按摩部位	头部、肩部、臂部、腰部、臀部、足部、胸部

将艾条或艾绒点燃后，插进铜内罐中

也可以卸下手柄，用绑带固定着灸，解放双手，啥也不耽误了。

规格：

铜外罐底：直径4.8厘米；

铜外罐顶（盖子）：直径6厘米；

铜外罐高度（不含盖子）：4.6厘米

材质：

灸器外壳：黄铜灸器内胆：铁手柄：塑料底托：橡胶

本铜温灸器外层为纯铜制造并镶嵌有五行图案，精致美观。适合中医诊所或美容院及家庭个人保健

用法：

将艾绒或剪好的艾断儿，点燃后放入铜灸器里，火头朝下，盖上盖子，手持悬于患处。手持调整升降的高度来调节火力。或是直接用绑带固定于患处。要是觉得温度不够热，可不垫橡胶圈，直接垫一块布或毛巾即可。以微烫而不痛为宜。火力过小，效果不佳。

灸器内部为两层，取出内层，可将药饼、蒜、姜等隔于二层之间，名曰：隔物灸。

右上方的黑色胶皮垫一般垫在铜温灸器的底部，防止灼伤皮肤。另外配有小绑带（绳子的长度只能用在灸腿或手臂）和挂钩，可以佩带胶皮垫固定在施灸处。

火龙灸：

“火龙灸”最早来源于民间古老的灸法，是晋代皇家宫廷养生术中的精华。运用灸法祛病保健，在古代民间相当普及，后来被宫廷御医所引用，但是民间的这种灸法是在皮肤上直接燃烧的，有很大的痛感，还会留下疤痕，而这种情况是身为金枝玉叶的皇亲贵族们所不能允许的。经过御医们的不断实践，发明了一种宫廷火龙灸的专用灸器——‘瓦甑’，施治时御医们运用多个‘瓦甑’在人体和腧穴上同时施灸，这种舒适安全疗效显著的养生保健方法，深受皇亲国戚们的喜爱，一直被历代宫廷御医所用，并视为宫廷密术，秘而不宣。到了清朝末年，由于太医院重视汤药，轻视针灸，宫廷的针灸科被废止，火龙灸法也随之在宫廷消失。后来，这种疗法慢慢的流入到了民间。

铜灸器的优点：

1、安全性：在使用的过程中不掉灸灰、不漏明火、不过热烫伤。2、方便性：随意移动，方便固定、随穴而灸。3、恒温性：艾绒燃烧室设计巧妙，燃艾过程温度恒定。艾条或艾绒的燃烧时间更长。4、耐用性：罐体铜材上等，坚固耐用，一朝拥有，得益终身。

注意事项：

- 1，请与皮肤保持适度距离，防止灼伤皮肤
- 2，无烟炭化艾条，不能放在此温灸器使用，氧气少，会灭掉。

本品的价格仅为单个铜灸器的价格，不包含艾绒或艾条。

本店另有售配套使用的艾绒和艾条请另购。