

# 艾神温灸棒 自发热护具 护腰护膝护颈

产品名称	艾神温灸棒 自发热护具 护腰护膝护颈
公司名称	哈尔滨剑鸣生物科技开发有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:艾神 产品类别:保健护腰 部位:全身
公司地址	中国 黑龙江 哈尔滨市南岗区 夹树街100号
联系电话	0086 0451 81050081 15196867777

## 产品详情

品牌	艾神	产品类别	保健护腰
部位	全身	型号	1
规格	40mm x 270mm x 1	主体材质	纯铜
电源方式	不需要	工作方式	非电动
产地	义乌	箱装数量	20
贸易属性	内贸	加印LOGO	可以
送礼用途	公关礼品、广告促销、会议送礼、积分换购礼品、嘉奖纪念、节庆送礼、商务送礼、其他	适用送礼对象	长辈、客户、老年人、领导、男士、女士、朋友、青年、情侣、同事、同学、外国人、晚辈、下属、中年人
适用送礼场合	颁奖留念、春节、父亲节、感恩节、教师节、开业典礼、母亲节、七夕节、情人节、商务馈赠、生日、圣诞节、万圣节、员工福利、约会、展销会、其他		

温灸养生在身体方面有六大功效：温肌散寒、疏风解表；温经通络、活血散瘀；温中活里、强脏壮腑；温阴补虚、回阳固脱；行气活血、消火化淤；平衡阴阳、保健防病。

面部皮肤方面：可加速皮肤的血液循环，使老化细胞代谢，新细胞再生加强，淡化色斑，减少皱纹，使肤色红润，延缓衰老。

眼部方面：可改善眼袋、黑眼圈、眼睑下垂、皱纹、延缓眼部的松弛老化现象，使眼部恢复光彩。

面部温灸次序：额头--太阳穴--眼部(瞳子胶、承泣、四白)--脸颊--鼻翼--嘴周--颌尖--颈部--耳周

温灸方试：以下向上打圈，上有力下无力。面部时间10分钟!眼部时间3分钟!

身体方面：可疏通经络、和谐脏腑、平衡阴阳、调整生理机能、增强人体的免疫力、强身健体。

腹部用精油按摩完之后进行温灸。温灸方式：用温灸棒在腹部来回滚动，再点脐周穴点，(归来、气海、关元)；时间：15分钟

操作方法：

- 1、将艾条一端点燃，将燃端放入温灸棒中。
- 2、轻压温灸弹力，使艾条落至顶端，以水平或倒置动作调整艾条与顶端的距离，保持温度适度。
- 3、以手掌试温度高低，确定温度适中，即可开始温灸。
- 4、每次灸5~10分钟，使穴点经络疏通皮肤光滑，红润。

温灸按摩的注意事项：

- 1、温灸时先灸左方，再灸右方
- 2、温灸后半小时内不要用冷水洗手或洗澡。
- 3、温灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水)，有助排泄器官排出体内毒素；
- 4、饭后一小时内不宜温灸。脉搏每分钟超过90次以上禁灸；过饥、过饱、酒醉禁灸；孕妇禁用；身体发炎部位禁灸!

温灸养生在身体方面有六大功效：温肌散寒、疏风解表；温经通络、活血散瘀；温中活里、强脏壮腑；温阴补虚、回阳固脱；行气活血、消火化淤；平衡阴阳、保健防病。

面部皮肤方面：可加速皮肤的血液循环，使老化细胞代谢，新细胞再生加强，淡化色斑，减少皱纹，使肤色红润，延缓衰老。

眼部方面：可改善眼袋、黑眼圈、眼睑下垂、皱纹、延缓眼部的松弛老化现象，使眼部恢复光彩。

面部温灸次序：额头--太阳穴--眼部(瞳子胶、承泣、四白)--脸颊--鼻翼--嘴周--颌尖--颈部--耳周

温灸方试：以下向上打圈，上有力下无力。面部时间10分钟!眼部时间3分钟!

身体方面：可疏通经络、和谐脏腑、平衡阴阳、调整生理机能、增强人体的免疫力、强身健体。

腹部用精油按摩完之后进行温灸。温灸方式：用温灸棒在腹部来回滚动，再点脐周穴点，(归来、气海、关元)；时间：15分钟

操作方法：

- 1、将艾条一端点燃，将燃端放入温灸棒中。
- 2、轻压温灸弹力，使艾条落至顶端，以水平或倒置动作调整艾条与顶端的距离，保持温度适度。
- 3、以手掌试温度高低，确定温度适中，即可开始温灸。
- 4、每次灸5~10分钟，使穴点经络疏通皮肤光滑，红润。