

普通冷光牙齿美白仪,牙齿美白器

产品名称	普通冷光牙齿美白仪,牙齿美白器
公司名称	东阳市裕剑塑化工贸有限公司
价格	8.00/套
规格参数	品牌:裕剑
公司地址	东阳市横店电子工业园区
联系电话	86-57986311037 13735788666

产品详情

品牌 裕剑

两周内,使你拥有一口洁白无暇的牙齿!

【工作原理】

将波长介于480—520nm之间的高强度蓝光,经由1200多根总长度超过一英里的光纤传导,再通过两片经多次镀膜处理的光学镜片,隔除了一切有害的紫外线与红外线,照射到涂抹在牙齿的特殊美白剂上,在最短的时间内使美白剂透过牙本质小管与多年来沉积在牙齿表面及深层的色素产生氧化还原作用,使牙齿回到未经染色前的洁白。这种美白技术不仅对长期以来因为抽烟、喝咖啡等饮料的牙齿染色产生美白作用,对于药物引起的牙齿变色(四环素牙、氟斑牙)、老年或遗传性黄牙都有很好的效果。

【产品特点】

先进的光技术结合特殊的配方的胶凝体,能迅速地消除表面和深沉的污点。此产品的惊人之处能去除各种污点,如咖啡、茶、烟、红葡萄酒、果汁、可乐以及年级变老而产生的污点。

【使用方法】

1.正常刷牙后。

- 2.打开凝胶瓶，把1号凝胶全部挤于牙托中心，然后再将2号凝胶全部挤于上面。
- 3.将牙托放置口中，把发光器对准牙托，用嘴唇包住其外边缘以固定，打开开关，灯光在10分钟后自动熄灭。
- 4.将牙托从口中移开。
- 5.将凝胶继续在口中含5—7分钟，然后用清水漱口。
- 6.立即重复以上步骤两次，用完两支牙膏，然后每星期用牙齿护理剂进行维护。

【使用注意】

- 1.远离儿童，应放置到儿童碰不到的地方。
- 2.避免美白胶接触眼睛，如不慎碰到，应立即用清水冲洗。
- 3.此产品只适用于美白牙齿。
- 4.长时间不用请取出电池

配件:说明书

一对牙套

冷光洁齿仪器

一对凝胶

一对2032电池

牙齿清洁器whitelight是引进欧美先进技术，该产品是根据人体美学化原理采用流线型设计，外观光泽、手感舒适、轻巧、便于携带、使用。它不但能预防痢疾，而且能去烟渍、防口臭、去牙垢、去咖啡、茶垢、防蛀牙、迅速消炎止痛。是集预防、防治、环保为一体的居家口腔保健产品。

特点：whitelight 是采用了光技术，快速地漂白你的牙齿的一个革新系统
光处理是最新的使用于牙齿漂白技术 独特的，具有专利申请的whitelight te
系统被设计为在家可以极其方便的使用
先进的光技术结合特殊的配方的胶凝体，能迅速地消除表面和深沉的污点
此产品的惊人之处在于能去除各种污点，如咖啡，茶，吸烟，红葡萄酒，果汁，可乐及年纪
变老而产生的污点。

产品包括：

亮白发射器

胶凝体涂药器（2支）

牙齿盘子

2个锂电池

产品出口欧洲，现在在欧洲非常畅销

牙齿美白步骤：1. 正常刷牙。2. 打开凝胶瓶3. 在牙托的上下部分的内侧挤上细小的凝胶条，只要是混在一起涂上就好,不是很严格4.把牙托放到你的牙齿上5.把亮白发射器对准牙托6.用嘴唇包住其外边缘以固定7.打开亮白发射器上的开关8.亮白发射器会在10分钟后自动关闭，标志着周期的完成。

要想达到其他的美白作用,只是简单地再按电源按钮10分钟周期，每30分钟的美白疗程你可能重复循环3次，以达到最大结果.增强美白:

为了增强的弄白作用,使用牙齿美白器30分钟的疗程,每天一次连续使用5天.
先后使用嗽口牙齿的托盘和光传送器

分离和重新固定牙齿托盘:

1.如果你只希望美白到上面的牙齿或者下面的牙齿,你可以轻轻地把牙齿托盘分开.2.建议你清洁时也要把牙齿托盘分开。3.重新固定，只需要简单排列和坚固地按在一起

如是首次使用您需将亮白发射器上的电池取出，将两节电池下方的防走电纸片取出，方可正常使用。