

贝贝熊暖贴 10*7cm迷你暖宝宝 一贴热 随身贴 迷你贴

产品名称	贝贝熊暖贴 10*7cm迷你暖宝宝 一贴热 随身贴 迷你贴
公司名称	沈现风（个体经营）
价格	1.00/片
规格参数	品牌:贝贝熊 产品类别:保暖贴
公司地址	中国 北京市通州区 北京东燕郊开发区 中盛大厦
联系电话	086 010 57302044 13333165655

产品详情

品牌 贝贝熊 产品类别 保暖贴

该款暖宝宝尺寸为：10*7厘米。

促销秒杀价格1元每片

暖贴40度发热时间为12小时左右，最高温度68度，平均温度53度。

产品均为10年新品,保质期为3年

生产日期：2010年10月

本店暖宝宝质量保证 不堆积,不脱胶,发热时间长。是送亲人，送朋友的最佳选择。在这个寒冷的季节里 为你和你的家人 朋友送上最温暖的祝福吧!!!让你们整个冬天都不再冷.....

材质：铁粉、硅藻土、活性炭、木粉、盐、高吸水性树脂

一、产品材质该品为片状贴剂，是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，原料层置于无纺布袋内。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不漏、透气性好。

二、作用原理暖宝宝中的原料层可以在空气中氧气的作用下15 - 20小时内持续不断地释放热量，这种反应过程是从一打开真空包装的时候开始的。三、产品优势一贴即热，快速热敷、消肿、止痛、活血化瘀，广泛适用于各种畏寒症。1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四肢发凉、患处遇寒疼痛等疾病患者迅速止痛的即开即用型产品。2、驱寒保暖，促进人

体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。3、促进经络畅通，热敷相关穴位，消除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。4、冬季替代厚重的棉衣，为人体提供温度保障。四、使用方法1、将暖宝宝的真空包装沿切入口打开2、揭去暖宝宝后面的衬纸，贴于内衣的外侧，用手铺平即可。3、使用完后，从衣服上轻轻撕下即可4、可贴于人体的肩部、背部、腰部、胃部及膝盖等相关关节部位。五、注意事项1、暖宝宝使用时要贴于内衣的外侧，不要直接贴于人体皮肤上。2、请小心低温灼伤，长时间的发热体接触时会产生红斑，水泡等症状，有时会发生自己一是不到的低温灼伤，请小心使用。（暖宝宝的最高发热温度为66℃，可持续12 - 20小时均匀放热，晚上睡觉时不宜使用）3、糖尿病患者及血液循环不畅通者需在意识的指导下使用。4、儿童、行动不便者或皮肤敏感者在使用时要更加注意低温灼伤情况的发生。5、请妥善保管产品，避免使暖宝宝的真空塑料包装袋损伤或破坏，否则产品会失效。六、保存方法 产品置于干燥、避光处保存。保质期三年。

七、暖宝宝疑问解答：

1、问 一贴热为什么能治疗关节炎与畏寒症，原理是什么？答：关节炎、颈椎痛、肩周炎等关节炎疾病从病理原因上讲都是局部微循环阻滞的结果。而一贴热的主要功能就是促进人体局部微循环系统运转正常，从而消除各种微循环阻滞给人体带来的危害，达到治愈的目的。

2、问：一贴热在什么季节使用？答：一贴热的效果不受季节影响。相对来讲，冬天的需要量要多于其他季节。

3、一贴热的主要特点是什么？答：可以12字来概括：随身携带，一贴即热，立刻见效。

4、问：我经常四肢发凉，如何使用一贴热？答：若是四肢发凉的话，可在双肩部分、双膝部位同时使用一贴热，坚持30天，即可收到治愈效果。

5、我在冬天的时候，怎样用一贴热保暖？答：你可以用"鞋用一贴热"，坚持使用一个即可。

6、问：我在冬天把一贴热在贴身的内裤内侧上，为什么有时候感觉不到热？答：一贴热的质量完全可靠，不存在不热的情况。像你所说的情况可能是把一贴热贴在内裤内侧，若内裤及外面的衣服封闭很严的话，由于得不到氧气作用而使反应停止了，所以感觉不到热。你只须把一贴热贴在内裤外侧即可。

7、问：冬天穿裙子的时候，怎样用一贴热保暖？答：可在小腹部或后腰部贴一到两贴。若是穿上裙子，可在双膝各贴一贴即可。

8、问：每天什么时候用一贴热最好？答：可在每天早晨起床时贴上新的，撕下旧的，如此反复即可。

9、问：我冬天出差的时候能光带一贴热而不带别的衣服吗？答：完全可以。在日本及欧美各国，他们就是这样做的。

10、问：我的孩子冬天上学可以用一贴热保暖吗？答：当然可以。我们国家大多数教室都缺乏保暖设施，孩子在里边确实是够冷的，用一贴热给孩子保暖绝对是个好办法。每天一贴，孩子身暖，父母心安。

11.问这个对身体有害吗,可帖式的会弄脏衣服吗？答：绝无害处,也绝不会污损衣物哦!该品是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，原料层置于无纺布袋内，明胶层用于使随身暖粘附在衣服上。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不漏、透气性好。明胶层选用日本特有的优质压敏胶涂层，粘结牢固，绝不污损衣物。

下面是我们生产基地，全国最大

下面是我们仓库一角，整齐有序

其它产品推荐：

zdq-202煮5蛋可蒸蛋羹

zfq-2121煮5蛋

小熊煮蛋器zdq-2111

蒸蛋器配不锈钢蒸碗可煮5蛋

小熊煮蛋器zdq-2091

煮7蛋可蒸蛋羹煎鸡蛋煎牛排

小熊煮蛋器zdq-204

煮7蛋 可蒸蛋羹

小熊煮蛋器zdq-203

微电脑可定时 煮7蛋 可蒸蛋羹

zdq-201煮6蛋

zdq-205煮3蛋

厂家正式授权代理，保证质量与售后，欢迎各界人士批发团购，量大价格另议。

联系人：沈先生

电话：010-57302044

手机 13333165655

qq:185443837