

五合阴阳拔罐器 12个罐 特价促销 颈肩腰腿痛克星

产品名称	五合阴阳拔罐器 12个罐 特价促销 颈肩腰腿痛克星
公司名称	天津卓越一疗商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇寿 类别:拔罐器 部位:全身
公司地址	天津市滨海新区中心北路88号
联系电话	25359126 15822181890

产品详情

品牌	宇寿	类别	拔罐器
部位	全身	规格	12头
送礼用途	公关礼品、广告促销、会议送礼、积分换购礼品、嘉奖纪念、节庆送礼、商务送礼、其他	适用送礼对象	长辈、客户、老年人、领导、男士、女士、朋友、同事、同学、外国人、中年人、其他
适用送礼场合	颁奖留念、春节、父亲节、感恩节、公关策划、教师节、母亲节、商务馈赠、生日、员工福利、展销会		

新装更喜庆 送礼更美观

拔罐示意图

五合阴阳罐配备两本说明书1、2

背部拔罐常用24个穴位图

现有的真空拔罐主要分为真空抽气拔罐和拧罐，真空抽气拔罐主要是用工业塑料支撑，易碎且力度有限。拧罐同样也存在这个问题，透明罐方便观察，但是由于材料的局限性，使用寿命有限。以孟氏拔罐为代表的拧罐，采用树脂材料抗摔耐压，但是最大的缺陷是不透明，无法让使用者直观的看到内部的情况，容易出现拔过或者力度不够的情况。

本款拔罐器正是总结了以往经验的基础上，经过科学分析研究，无数次的实验而推出家用保健拔罐器。罐体采用透明abs树脂材料灌注，抗摔耐压，便于观察，同时采用加粗旋钮，抽气力度强大，且密封性能卓越。实为新一代最理想的家用拔罐器。

中国几千年的传统医学博大精深，罐疗有着极其悠久的历史。解放军第291医院医疗保健军医赵云虎同志，在中医基础理论指导下，根据中医的阴阳五行学说，脏腑经络学说，经过多年医疗临床实践，获得很好的疗效后，精心研制了具有多种功能多样疗法集一身的“多功能拔火罐”。使一个古老传统的治病的主法得到全面的发展和创新。实现了“一罐多穴”、“针罐合一”、“磁罐合一”、“远红外线罐合一”、“药罐合一”，扩大了诊断、治疗、保健范围。“多功能拔火罐”独创两项国家专利。本产品不仅科学规范、结构合理，有独创性，实用性强，价廉物美，经久耐用，而且体积小、重量轻、携带方便，具有操作简便，易掌握，功能多样，疗法独特，疗效神奇，患者痛苦少，无副作用为突出优点。是传统疗法和现代疗法的完美组合，它集拔罐、刺血、磁疗、按摩、远红外线、药疗于罐中，具有行气、活血、消肿、止痛、散风、祛寒等作用。两千年度获香港首届中华专利技术新产品博览会“金奖”。它的问世，将免去“是药三分毒”等所有副作用的后顾之忧，达到内病外治，治疗方法简单易学，患者可根据病情辩证施治，也可根据患者喜欢的疗法有选择性治疗，用者得心应手，疗效卓著。

五合阴阳拔罐使用注意事项：

- 1.使用五合阴阳拔罐前，应反复详读说明书。
- 2.体位适当，最好采用卧位，拔罐时拔罐部位有毛发，应先去掉毛发，皮肤干燥，可先将皮肤湿润，一经拔上，不应移动体位，以免造成拔罐局部不适。
- 3.室内空气宜清新，注意保持温度，避免着凉，拔罐治疗时应观察患者局部和全身反应，发现问题及时处理。
- 4.初次拔罐者可先用小罐，吸紧度要轻，用罐数量要少，待适应后方可适当加大吸拔力。起罐后局部出现水蒸气，可用干净布或脱脂棉球擦拭，若感局部皮肤绷紧或不适，可适当轻揉，但不能乱抓。
- 5.使用多个拔罐时，排列的距离一般不宜太近，避免皮肤被牵拉产生疼痛，同时因罐的挤压，不宜拔牢。特别是咽喉处两边不能同时拔罐，以免造成呼吸不通畅。
- 6.五合阴阳罐刺血拔罐是，梅花针和施治部位都应用75%酒精进行消毒，在使用中如出现头晕，面色苍白，呕吐，应立即起罐，让患者平卧休息，保持呼吸通畅。适当饮温开水，重者用针刺人中，足三里等穴位或送医院。
- 7.五合阴阳罐拔罐后，一般局部会出现潮红，水泡等现象均属正常治疗反应，会在一星期内自行消退。如局部淤血严重，不应在原处再刺拔罐。小的水泡不必处理，可自行吸收，但需防止擦破。大的水泡无菌刺破后，创面敷上消毒纱布防止感染。
- 8.如果你对某种疗法不熟悉，可请教专业医生。

五合阴阳罐禁忌症：

- 1.年老体弱，婴幼儿，孕妇，妇女经期，活动性肺结核，神经病，烦躁不安，肌肉痉挛抽搐者
- 2.恶性肿瘤，中重度心脏病及心肺衰竭，皮肤过敏或感染者，有皮肤溃疡水肿的患者，对于传染病和严重脏腑器官损伤。
- 3.对有血友病，白血病，血小板减少等凝血机制障碍或有自发性出血倾向者。
- 4.五官处，前后二阴，心前区，贫血，低血压，高血压。
- 5.人体表面动脉搏动处，外伤骨折处，静脉曲张部位，瘢痕处，血管浅显处，淋巴管聚集处
- 6.酗酒，过饥，过劳，过渴，剧烈运动后，身体极度消耗，恶病质患者，皮肤无弹力（浮肿）者
- 7.妇女妊娠期，行经期间禁忌使用