

特卖10000个随身灸、温灸盒、温灸器

产品名称	特卖10000个随身灸、温灸盒、温灸器
公司名称	冀州市恒益医疗保健用品厂
价格	5.00/件
规格参数	品牌:恒益 型号:S-1 产地:河北
公司地址	中国 河北 衡水市 冀州市魏屯镇魏屯
联系电话	86-03188965588 13722824888

产品详情

品牌	恒益	型号	S-1
产地	河北	箱装数量	100
产品类别	温灸器		

注意：本次活动产品无纸盒包装，需要包装请另行商议！！！（产品包括：金属灸盒、塑料壳、布包请买家特别注意！！）金属壳出风口盖子扣具体结构小包包包装盒另外购买以下是所售产品，量大优惠

温灸盒（随身灸）的使用方法：1、将艾条插入灸盒内固定支架点燃。2、将灸盒盖盖上并旋转锁定,然后调节出风口,以控制温度的高低。3、将灸盒置入保温袋中,用松紧带固定在患处。4、经常清除保温袋及灸盒内的灰烬,以保持清洁。

随身灸常见问题解答

1、随身灸的是什么材料的？

随身灸盒由三个主体部件组成，其中里面两个是铁的，外面带有一个耐热pvc材料的调风盖。

2、随身灸外袋绑带有多长？绑在腰部够不够长？

绑带为松紧带，带有公母扣，正常状态下是50cm长，拉紧状态下约为1m长，如果还不够长，可以自己另外接绳子。

3、随身灸里用什么艾条比较合适？

一般的艾条只要切成2-3cm小段都可以用。小店推荐：

如果要方便的就选择五元素艾段：

如果要质量更好一些就选择热敏5年陈艾条：

如果要最好的就选择：

5、随身灸点着后会不会有油漆味和塑料味？

关于这个问题，店家自己一直在用，基本是不会闻到所谓的这些味道的，有的只是烟味。

6、随身灸用的时候会不会烫到？

随身灸有厚布袋隔着，正常的情况是不会烫到的。用的时候会感觉越来越热，这时可以旋转调风盖调节风门大小，或可加个艾绒垫隔热，实用而不影响疗效