

# 纯橡木双孔分体式灸盒/加厚实木艾灸盒 温灸盒 艾灸盒

产品名称	纯橡木双孔分体式灸盒/加厚实木艾灸盒 温灸盒 艾灸盒
公司名称	冀州市艾草堂医疗器械经销处
价格	14.00/个
规格参数	品牌:橡木
公司地址	中国 河北 衡水市 魏屯开发区
联系电话	86 0318 7019616 13932865469

## 产品详情

品牌

橡木

可配用高级艾条或者太乙药艾条或者熏脐艾条等使用。产品特点：纯木制天然木板长时间不易脱离关节，使用方便。将艾草条点燃后放入艾灸盒内固定在人地身上部位固定温灸，灸点人体穴位和体内有害物排出，得到健康，缓解疼痛，振奋精神。【大双孔温灸盒说明】：1、顶管：适用于粗细不同的艾条（不要随意旋转）。2、盒架：是灸架的主体，既便于清除灰烬又利于通风燃烧。3、防护网：位于底部，是为了防止艾火脱落烫伤皮肤所设的隔离层。4、底祥：用以勾住橡皮带，将艾灸架固定在灸处用。位于架子底部两侧。5、橡皮带：套住底祥，固定支架用。使用说明：1、将艾条点燃后插入顶管，以上下自由移动为准。2、选好部位，将双股橡皮带系在要熏的部位上，然后将艾架罩在上面，将橡皮带套在灸架两边的底祥上，即可附贴牢固而不脱落。3、升降艾条调节火力，以微烫而不疼痛为适中，火力过小，效果不佳。、经常吹去或弹掉艾条上的灰烬，并保持艾灸架的清洁。5、灸治完毕后，将剩余艾条熄灭。友情提示：艾条在每次燃烧7 - 8分钟后，请调节艾条的高度即将艾条向下压些，一可保持温度，二可免长时间燃烧圈孔将其的铁圈和木质材料连接处的胶烧坏，造成不必要的损失。

产品尺寸:

材料：天然木质

大双孔 温灸盒：（高约8.8cm）（上部长11cm 宽6.3cm（下部长13.4cm 宽8.6cm）（艾条孔直径2cm）

壁厚 8mm

- 1、顶管：适用于粗细不同的艾条（不要随意旋转）。
- 2、盒架：是灸架的主体，既便于清除灰烬又利于通风燃烧。
- 3、防护网：位于底部，是为了防止艾火脱落烫伤皮肤所设的隔离层。

4、底祥：用以勾住橡皮带，将艾灸架固定在灸处用。位于架子底部两侧。

5、橡皮带：套住底祥，固定支架用。

使用说明：

1、将艾条点燃后插入顶管，以上下自由移动为准。

2、选好部位，将双股橡皮带系在要熏的部位上，然后将艾架罩在上面，将橡皮带套在灸架两边的底祥上，即可附贴牢固而不脱落。

3、升降艾条调节火力，以微烫而不疼痛为适中，火力过小，效果不佳。

、经常吹去或弹掉艾条上的灰烬，并保持艾灸架的清洁。

5、灸治完毕后，将剩余艾条熄灭。

本产品带有纸质包装盒，盒身没有任何厂家说明，请介意的朋友不要拍。