

思睿大号暖宝宝 取暖贴

产品名称	思睿大号暖宝宝 取暖贴
公司名称	徐州状元苗童装有限公司
价格	1.00/个
规格参数	产品类别:保暖贴 品牌:思睿 货号:大号
公司地址	中国 江苏 徐州市 王陵路公园北2#
联系电话	086 0516 81899908 18952189280

产品详情

产品类别	保暖贴	品牌	思睿
货号	大号	产地	青岛
箱装数量	300	适用送礼场合	广告促销、商务馈赠、节日
加印LOGO	可以	是否提供加工定制	是

青岛思睿日用品有限公司出品 大号思睿暖宝宝，

商标注册，5证齐全，欢迎批发。

100箱起 0.53元 50箱起 0.56元 20箱起 0.59元

10箱起0.62元 物流厂家直发，安全迅速。产品规格数据：

产品尺寸：133*100mm 发热时间：12-16小时

平均温度：53 最高温度：63

单片重量：约50克 整箱重量：约15公斤

包装说明：纸箱包装 装箱数量：300片装

有效期：见包装袋

主要成份：铈石、硅藻土、铁粉、木粉、活性炭、水、食盐等。

产品材质：

该品为片状贴剂，是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，原料层置于无纺布袋内，明胶层用于使暖贴粘附在衣服上。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不漏、透气性好。明胶层选用日本特有的优质压敏胶涂层，粘结牢固，绝不污损衣物。

作用原理1、暖贴中的原料层可以在空气中氧气的作用下12-20小时内持续不断地释放热量，这种反应过程是从一打开真空包装的时候开始的。

2、人体各部份都存在局部的微循环系统，为机体的各部份输运营养，排出体内垃圾。中医理论强调"通则不痛，痛则不通"，意即当人体经常受寒气侵袭，局部的微循环系统发生阻滞时，使相应机体既得不到营养，又无法排出废物，就会产生痛疼，进而引起病变。而暖贴的持续放热可以促进人体微循环进入良性循环状态，恢复正常的生理机能，从而消除疼痛，治疗疾病。

作用功能一贴即热，快速热敷、消肿、止痛、活血化瘀，广泛适用于各种畏寒症。

1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四肢发凉、患处遇寒疼痛等疾病患者迅速止痛的即开即用型产品。

2、驱寒保暖，促进人体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。

3、促进经络畅通，热敷相关穴位，消除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。

4、冬季替代厚重的棉衣，为人体提供温度保障。

使用方法将暖贴的真空包装沿切入口打开，揭去暖贴后面的衬纸，贴于内衣的外侧，用手铺平即可。可贴于人体的肩部、背部、腰部、胃部及相关关节部位。使用完后，扔入垃圾箱。

适用范围

作用原理1、暖贴中的原料层可以在空气中氧气的作用下12-20小时内持续不断地释放热量，这种反应过程是从一打开真空包装的时候开始的。

2、人体各部份都存在局部的微循环系统，为机体的各部份输运营养，排出体内垃圾。中医理论强调"通则不痛，痛则不通"，意即当人体经常受寒气侵袭，局部的微循环系统发生阻滞时，使相应机体既得不到营养，又无法排出废物，就会产生痛疼，进而引起病变。而暖贴的持续放热可以促进人体微循环进入良性循环状态，恢复正常的生理机能，从而消除疼痛，治疗疾病。

作用功能一贴即热，快速热敷、消肿、止痛、活血化瘀，广泛适用于各种畏寒症。

1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四肢发凉、患处遇寒疼痛等疾病患者迅速止痛的即开即用型产品。

2、驱寒保暖，促进人体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。

3、促进经络畅通，热敷相关穴位，消除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。

4、冬季替代厚重的棉衣，为人体提供温度保障。

使用方法将暖贴的真空包装沿切入口打开，揭去暖贴后面的衬纸，贴于内衣的外侧，用手铺平即可。可贴于人体的肩部、背部、腰部、胃部及相关关节部位。使用完后，扔入垃圾箱。

适用范围1、用于风湿、关节炎、痤疮、劳损引起的疼痛、麻木、肿胀。2、用于受寒引起的胃肠病、腹泻、腹痛等。3、妇女痛经、产后收腹。4、外伤恢复期理血散瘀。5、滑雪、钓鱼、打猎、郊游、野外作业时取暖。6、房间内低温时取暖。7、按摩的热敷等。

注意事项

1、使用时要贴于内衣的外侧，不要直接贴于人体皮肤上。

2、请注意低温烫伤，就寝时请不要使用，在被窝中使用或与取暖设备并用时，会使温度升高，请勿使用。

3、糖尿病、孕妇和血液循环障碍者，皮肤热敏感度低者，请在使用时注意。

4、小孩，高龄者，不能自理者应在特别看护下使用。

5、若包装内容物不慎接触到眼睛要立即用清水冲洗并就医。识食后要立即催吐并就医。

6、请避免在同一位置长时间使用，并注意确认皮肤状况，如有异常立即取下。

7.远离孩童，暖贴不宜直接贴于皮肤上使用，不可使用破烂暖贴。

保存方法

未使用之暖贴必须保存于原包装内，置于干燥、避光处保存。放在幼儿不易拿到的地方。

相关问题解答1、问 一贴热为什么能治疗关节炎与畏寒症，原理是什么？答：关节炎、颈椎痛、肩周炎等关节炎疾病从病理原因上讲都是局部微循环阻滞的结果。而一贴热的主要功能就是促进人体局部微循环系统运转正常，从而消除各种微循环阻滞给人体带来的危害，达到治愈的目的。2、问：一贴热在什么季节使用？答：一贴热的效果不受季节影响。相对来讲，冬天的需要量要多于其他季节。3、一贴热的主要特点是什么？答：可以12字来概括：随身携带，一贴即热，立刻见效。4、问：我经常四肢发凉，如何使用一贴热？答：若是四肢发凉的话，可在双肩部分、双膝部位同时使用一贴热，坚持30天，即可收到治愈效果。5、我在冬天的时候，怎样用一贴热保暖？答：你可以用"鞋用一贴热"，坚持使用一个即可。6、问：我在冬天把一贴热在贴身的内裤内侧上，为什么有时候感觉不到热？答：一贴热的质量完全可靠，不存在不热的情况。像你所说的情况可能是把一贴热贴在内裤内侧，若内裤及外面的衣服封闭很严的话，由于得不到氧气作用而使反应停止了，所以感觉不到热。你只须把一贴热贴在内裤外侧即可。7、问：冬天穿裙子的时候，怎样用一贴热保暖？答：可在小腹部或后腰部贴一到两贴。若是穿上裙子，可在双膝各贴一贴即可。8、问：每天什么时候用一贴热最好？答：可在每天早晨起床时贴上新的，撕下旧的，如此反复即可。9、问：我冬天出差的时候能光带一贴热而不带别的衣服吗？答：完全可以。在日本及欧美各国，他们就是这样做的。10、问：我的孩子冬天上学可以用一贴热保暖吗？答：当然可以。我们国家大多数教室都缺乏保暖设施，孩子在里边确实是够冷的，用一贴热给孩子保暖绝对是个好办法。每天一贴，孩子身暖，父母心安。

