

【、全国联保】新品、松下电动牙刷EW1035G

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 【、全国联保】新品、松下电动牙刷EW1035G |
| 公司名称 | 太原市茂健商贸有限公司 |
| 价格 | 849.00/件 |
| 规格参数 | 产品类别:电动 品牌:松下 适用人群:通用 |
| 公司地址 | 太原市杏花岭区金刚里东区11楼3层A0021号（入驻太原市名企之家商务秘书有限公司） |
| 联系电话 | 13453461442 13803493431 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|-------|----|
| 产品类别 | 电动 | 品牌 | 松下 |
| 适用人群 | 通用 | 是否一次性 | 否 |
| 型号 | EW1035G | | |

磁悬浮马达驱动，全方位声波振动（31000-34000次/分）标准模式/轻柔模式/按摩模式机身全身水洗，清洁方便2分钟定时功能（建议刷牙时间）自动强压防止功能感应式充电世界通用电压（100-240v）充电指示灯附多面贴合清洁刷头、两面硅质按摩刷头、锥形刷头各2只附全家牙刷头收纳盒、旅行携带收纳

产品特征

新研发的声波振动基础牙刷多面贴合清洁刷头磁悬浮马达技术实现全方位声波振动磁悬浮马达技术实现全方位声波振动

使牙龈倍感舒适的两面按摩硅质刷头口腔护理小常识口腔护理的重要阶段

新研发的声波振动基础牙刷

磁悬浮马达驱动世界通用电压(100-240v)全方位声波振动(31000 ~ 34000次/分)功率2w(充电时)标准模式/轻柔模式/按摩模式充电指示灯机身全身水洗，清洁方便

附：多面贴合清洁刷头两只/两面硅质2分钟定时功能(建议刷牙时间)按摩刷头两只/锥形刷头两只/全家牙刷头收纳盒旅行携带收纳盒自动强压防止功能感应式充电

竖向、横向、斜向同时声波振动，可清除每个缝隙间的牙垢，进行全方位的声波振动。新doitz加大了竖向振动的幅度($\pm 2.0 \sim \pm 3.0$)，更有效清除牙缝与牙龈间的污渍。

a：竖向振动：清除牙缝中的污渍

b：横向振动：清除牙龈根部污渍

c：斜向振动：清除牙齿与牙龈间的污渍

多面贴合清洁刷头

拥有3大功能的新型刷毛，有效清除口腔内各个角落的牙垢。

磁悬浮马达技术实现全方位声波振动

竖向、横向合二为一的双重磁悬浮马达，实现了全方位声波振动的“高速”与“细微”振动。只需轻轻接触牙齿表面，就能深入牙缝，快速清除牙垢。另外，在电量用尽之前，马达动力不会有丝毫降低，保证您能舒适地将牙齿护理进行到底。

磁悬浮马达技术实现全方位声波振动

牙齿排列不整齐的地方，牙垢容易存积的地方都能直接深入、清洁干净。

使牙龈倍感舒适的两面按摩硅质刷头

有柔软与弹力程度不同的两面，可分开使用，舒适按摩牙龈，与间断变化振动的“按摩模式”并用效果更佳。

口腔护理小常识

造成牙齿疾病最大的原因：牙菌斑

蛀牙及牙周炎等口腔疾病的发生通常是由牙菌斑（牙垢）引起的。牙菌斑是一种由食物残渣中的糖分和细菌结成的块状物质，长时间不进行治疗，牙齿表面的珐琅质就会被破坏，引起蛀牙、牙龈发炎及牙周炎。为了避免这些疾病的发生，我们通过刷牙来有效清除牙菌斑。

蛀牙和牙周炎的特征：无法“自然痊愈”

蛀牙或牙周炎如不及时进行治疗，最后的结果就只能将牙齿拔掉。蛀牙和牙周炎与其他疾病不同，不进行治疗是不会自然痊愈的，必须到牙科医生处接受专门的治疗。平时，我们也可以在日常生活中进行自我预防。

口腔护理的基础：“自我管理”

口腔护理与一般的身体护理区别就在于，口腔护理主要是靠我们的自觉性进行的。除早晚刷牙(清除牙菌斑)等日常的护理之外，还要针对身体成长的每个阶段及身体状况选择相应的护理，自我进行一生的口腔护理。

doltz的使命：助您一生口腔健康

口腔健康与人们的年龄、性别、疾病以及生活习惯都息息相关。doltz将全力支持您实践自我口腔护理，助您一生口腔健康。

口腔护理的重要阶段