

高级心肺复苏AED除颤及创伤模拟人

产品名称	高级心肺复苏AED除颤及创伤模拟人
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

产品详情

产品名称：[高级心肺复苏AED除颤及创伤模拟人](#) 型号：ZH-BLS750 品牌：中弘科教

产品介绍:

该高级心肺复苏、AED除颤及创伤模拟人

由计算机控制，进行（单机）联机操作，并由计算机，训练模拟除颤仪，模拟人及创伤附件组成。学员的各项操作由PC界面进行准确的报告和分析，有助于心肺复苏培训，模拟除颤及创伤救护等急救培训往更高方向发展，提供了新的途径。高级心肺复苏、AED除颤及创伤模拟人系统主要功能：（该款模拟人在培训时间内可利用现有的资源办公电脑进行软件安装即可进行培训。培训结束后，退出软件光盘即可用于其它日常办公用途。）生命特征模拟：瞳孔变化及颈动脉的搏动。气道开放。心肺复苏培训，根据美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）新指南标准设计，可进行心外按压和人工呼吸，全程中文语音提示。标准的气道开放，实时操作曲线显示，对正确和错误的操作语言提示，统计数据打印成绩，可选择训练和考核方式。

AED除颤：自动体外除颤仪（训练专用），提供贴片电极，全程中文语音提示。

学员管理：客观评估报告记录及回放，练习及考核。提供单机版（一点一套）。全套创伤评估模块功能：包括烧伤 度撕裂伤，挫伤，异物刺伤，开放性骨折闭合性骨折以及肢体断裂处等配件。本模块具有形象的创伤性特征，具有真实的操作手感，可模拟创伤部位的清洗，消毒，包扎等操作适用于外科急救技能训练。创伤评估模块：1、面部烧伤 度2、前额撕裂伤口3、颌前创伤伤口4、锁骨开放性骨折与胸膛挫伤5、腹部创伤伴有小肠突露6、右上臂肱骨开放性骨折7、右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露8、右手掌枪弹伤口9、右大腿股骨开放性骨折10、右大腿复合形股骨骨折11、右大腿金属异物刺伤12、右小腿胫骨开放性骨折13、右足开放性骨折右小指截断创伤14、左前臂烧伤 度15、左大腿截断创伤

AED除颤仪使用说明：

自动体外除颤器（AED）训练器用于教授基本的AED急救技能以及如何正确地去纤颤。安全：

急救——用于治疗性电击的设备或附件会含有“急救”字眼（比如Powerheart 9300A为急救AED）

训练——用于演示AED功能的设备或附件含有“训练”或“训练器”字眼（比如，AED训练垫不可用于治疗性电击）用途：AED训练器及本手册供具有以下能力和经验的合格的指导人员使用：——美国心脏协会或欧洲复苏委员会（或其他同级组织）心肺复苏（CPR）证书和接受过急救去纤颤培训

——透彻地了解如何操作、使用支持的急救AED产品和附件

如欲了解关于具体急救AED产品型号的详细操作信息，请参阅型号产品的操作和维修手册。学习目标：经过培训后，学员应至少掌握：——通过AED训练器成功进行模拟患者急救——了解AED训练器和急救用AED的区别——了解如何操作急救AED AED训练器综述：AED训练器为模拟AED，供教授使用Cardiac Science AED的第一急救者基本的急救技能及正确的去纤颤程序。AED训练器可以：——模拟各急救阶段——变换急救场景——生成模拟的心脏节律，包括可电击和不可电击节律教练可以远程操作AED训练器。急救场景：本部分对典型的急救场景进行说明，随后列出了四个预设的急救现场。要更改场景，参阅AED训练器遥控部分中的按钮功能。注释：和急救AED不同，AED训练器不能存储急救信息。典型急救场景：以下步骤显示了典型的急救场景。一旦设定了AED训练器并打开了盖子，AED训练器就会按顺序进行全部场景。如果需要，教练可以加快场景。1. 打开AED训练器的盖子。AED训练器提示：“撕开包装取出垫子”。2. 按下遥控器上的4继续垫子提示：——“从塑料包中取出一块垫子。”——“将其放在胸上部，胸部不要有衣服。”——“再取出一块垫子，按所示放在胸部下，同样不要有衣服。”3. 再次按下4会提示放置垫子。4. AED训练器进入急救序列的分析阶段并提示“切勿碰触患者。正在分析节律。”5. 如果选择了可电击节律，AED训练器提示“建议电击。正在充电。”随后的步骤由使用的模拟确定。对于半自动模拟：a. AED训练器提示“往后站。按闪烁按钮进行电击。”b. 学员按下电击按钮进行首次模拟去纤颤。如果未能在30秒内按下电击按钮，AED训练器进入CPR模式。对于全自动模拟：a. AED训练器提示“往后站。电击马上开始。3...2...1。电击完成。”b. AED训练器进入CPR模式。如果场景确定为不可电击节律，则AED训练器提示“启动CPR。进行30次压缩然后给2次呼吸。”

标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具

豪华手拉推式人体硬塑箱一只

AED训练除颤仪一套

创伤附件一套

CPR安装软件一套

复苏操作垫一条；

屏障面膜（50张/盒）一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

使用说明书一本。

保修卡、合格证；

注：计算机用户自配。