

排毒美容必备排便清肠器 Jian Ke DIY Rectal Syringe

产品名称	排毒美容必备排便清肠器 Jian Ke DIY Rectal Syringe
公司名称	广州市越秀区健科医疗器械中心
价格	面议
规格参数	药（械）准字:浙杭食药监械（准）字2012第1660010号 原产地:中国 产品等级:优质
公司地址	广州市越秀区沿江东路421号东城宾馆主楼900房
联系电话	83871170 13822111033

产品详情

购买两个以上的，可享更多优惠，详情请向我们联系。

for a better price, please feel free to contact us.

【产品结构】 [components]

由灌肠冲洗头、冲洗管、吸液管、气囊、溶液袋等组成

1 xpump, 2 x rubber tubes, 1 x container, 1 x nozzle

【产品性能】 [description]

本产品各组成部分均由高分子材料制成；操作简单，使用方便；全部经严格灭菌包装，安全性能符合注册产品标准要求。产品整体结构细腻、方便，能很好的控制清肠液流速，安全卫生，适用于医院手术前的肠道清洁，肛内及直肠给药，一般性便秘的通便等，也方便家庭使用。

this product is used for bowel cleansing and rectal drug administration. jian ke rectal syringe is easy-to-use. the whole process can be diy. all components are fully disinfected according to the national regulation.

【适用范围】 [suitable for] :

适用于医院手术前的肠道清洁，肛内及直肠给药，一般性便秘的通便等，也方便患者在家自行护理

a.) medical use such as, stimulating defecation, rectal drug administration and etc.

b.) personal care such as, removal toxin from the body

【产品特点】 [characteristics] :

1.便捷。自己操作，本产品体积小重量轻，对便秘者是居家旅行理想的通便器具。

fast. handy.

2.安全。产品通过反复捏挤清肠球囊加压，控制水流大小。

safe. the flushing rate can be controlled

3.卫生。个人专用。

hygiene.

4.使用简便。易于控制洗液（清水即可）的量，一个人都可以完成洗肠过程。

easy-to-use. can be diy

【使用方法】 [procedures]:

将冲洗剂按照规定比例配制成溶液，或直接用1000ml生理盐水，将吸液管末段放入存放溶液的容器中，将冲洗头一端轻轻推入肛门内,手握气囊反复捏挤，洗液即可注入肠道。完成后将冲洗头废弃，冲洗管、吸液管、气囊等清洁后可再用

1.connect the container and pump with one tube.

2.use the other tube to connect the pump and the nozzle.

3.softly place the nozzle into the rectum.

4.press the pump to put the fluid from the container to the rectum.

注意事项 [cautions]:

1. 使用前先清洗手、使用一次性手套。

wash hands before using the product or wear disinfected glove

2. 使用前、后应用温水将灌肠器冲洗清洗。

wash the container before and after use.

3. 医疗卫生用品应个人专用，切勿交叉使用。

personal use only.do not share the same product with others.

4. 使用洗液冲洗，稀释药液时使用温开水稀释，注意洗液的量要根据说明书使用。

the washing fluid should be instructed by physician.

5. 如冲洗头推入肛门时感觉不适，可在冲洗头部位涂抹少量橄榄油或肥皂水润滑。

can be lubricate the nozzle with olive oil or soap water.

6. 十二岁以下儿童慎用，必要时需在医师或护士指导下使用。

children age under 12 should be used under physicians supervision.

存储方法

:本产品应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方，室内应能避免阳光直射，远离腐蚀性气体。

使用期限 [exp. date]:

产品自生产之日起，有效期两年。

two years.

for more details, please feel free to contact us.

本产品的药（械）准字是浙杭食药监械（准）字2012第1660010号，原产地是中国，产品等级是优质，灭菌方式是按国家规定，有效期是24（月），一次性使用是否