

取样刷牙间刷牙缝刷齿间刷成品（医药 保养）

产品名称	取样刷牙间刷牙缝刷齿间刷成品（医药 保养）
公司名称	青岛新鸿利制刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区城阳街道西郭庄社区居民委员会西300米
联系电话	13341237758

产品详情

青岛吉奥塑料是专业生产各种牙缝刷 牙间刷 齿间刷等各种刷子的厂家 可根据客户的图纸进行加工 质量保证 本公司还生产半自动全自动制刷机械 机器采用进口气动元件 触摸屏控制 简单易学 产量稳定

由于种植体的直径远小于天然牙，因此对于软硬组织萎缩较多的患者，种植牙颈部与邻牙之间就可能出现缝隙，此时在常规刷牙无法清洁干净时，可选用牙缝刷进行清洁。在选择用于种植牙的牙缝刷时，应注意牙缝刷中间的金属部分要有尼龙外层包裹，这样种植体就不会受到牙缝刷金属部分的损伤。在使用时，要注意刷头顺着牙缝的方向轻缓探入，然后作颊舌向拉动。在种植牙颊、舌侧的食物、软垢难以用牙刷清洁净时，也可使用牙缝刷轻轻横向拉动清洁。

牙缝刷别名：齿缝刷，齿间刷，牙间刷，

牙缝刷性质：口腔护理用品牙缝刷执行标准:q/bvph0022010牙缝刷规格：1.5mm(l)、1.2 mm(m)、1.0 mm(s)、0.8 mm(ss)、0.7 mm(sss)牙缝刷数量：5支装牙缝刷型号:0707(ss)牙缝刷零售价:28.8元(0707)牙缝刷替换周期:2周左右 牙缝刷产品特征：牙缝刷杆头：采用高分子耐磨材料和可自由调节的高强度细丝，牙缝刷手柄：人性化的手柄设计易于操作，方便携带，牙缝刷套具：有通风作用 牙缝刷使用方法：步骤一：把刷头尽量紧贴牙齿的牙龈边缘，将牙缝刷轻轻转动插入牙间齿缝，前后移动来清洁每个牙

面的牙垢。步骤二：牙缝刷使用完用清水洗净，干燥后盖上刷套存放。 牙缝刷适用人群：有口腔护理意识人群、牙缝过大的人群、镶装固定义齿人群、佩戴矫治器人群、患有牙周病人等。牙缝刷产品用途：牙缝刷能清除牙刷难以刷到的口腔死角的牙垢与食物残渣，连后嚼牙缝也能达到深度洁齿的效果，

有

效改善牙菌斑的形成和牙周健康的作用，清新口气，洁牙效果更好。针对佩戴矫治器者：使用牙缝刷可以有效清洁矫治器和牙齿之间的空隙，方便日常携带；针对牙周病患者：使用牙缝刷能有效的清除牙缝中的食物牙菌班以及牙垢，起到很好的疗效；牙缝刷注意事项：1、当牙缝狭窄，插入时有困难，请不要勉强的插入，防止引起口腔受伤；2、请勿用手扭转刷毛部分，或在插入牙缝后旋转，否则有可能会使刷毛脱落；3、如多次将金属丝弯曲后使用，会导致金属丝断裂；4、此产品用于牙缝清洁用，请不要在牙缝清洁之外使用；5、如果使用时，有不适情况时，及时与牙科医生联系。电 话：86 0532 87739062移动电话：13341237758传 真：86 0532 87730987地 址：中国山东 青岛市 青岛市城阳区西郭庄工业园邮 编：266109公司主页：www.xhlzs.com