

电子体温计 电子体温计 居家日用礼品

产品名称	电子体温计 电子体温计 居家日用礼品
公司名称	戴合明（个体经营）
价格	3.00/件
规格参数	产品:电子体温计 礼品种类:居家日用礼品 材质:其他
公司地址	中国 广东 珠海市金湾区 珠海市金湾区三灶镇琴石工业区鱼林工业楼
联系电话	86 0579 7761582 13427707579

产品详情

产品	电子体温计	礼品种类	居家日用礼品
材质	其他	加印LOGO	可以

【产品介绍】：本产品具有快速显示读数、鸣叫发声提示、精确度高、高低温报警、耗电量省、记忆存储和自动关机的功能；使用方法和传统水银体温计一样，这个是电子的，只需要一分钟左右就可以显示体温。工作温度是：0 -55 ，工作湿度是80%r,工作电压是1.5v。安全又实用的电子温度计，不再担心孩子使用传统温度计时因玻璃破碎而引起水银中毒等不良后果。而且能在很短的时间内准确测试出体温，为家居必备之用品。专为婴儿设计，探热时间约为1分钟，测量精度达0.1度，带声音提示，记忆功能。可用于口腔量法、腋下量法及直肠量法。【技术指标】测量范围：32 ° c ~ 42 ° c，测量温度低于32 ° c时显示l ° c，测量温度高于42 ° c时显示h ° c，测量精度：± 0.1 ° c，电源电压：dc1.5v，重量：约10克【使用方法】1，使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒2，按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号3，随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器 ° c符号闪烁，表示已处于待测状态4，将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时 ° c符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则 ° c符号停止闪烁，，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值5，测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则 2 分钟后自动关机