

赛百纯核酸提取纯化试剂盒

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 赛百纯核酸提取纯化试剂盒 |
| 公司名称 | 广州飞迪生物科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:赛百纯 型号:96T 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东横三路8号A栋105房 |
| 联系电话 | 86-020-87560209 18127999026 |

产品详情

赛百纯核酸提取纯化试剂盒

通用名称：病毒核酸提取纯化试剂盒（预封装磁珠法）

英文名称：Viral RNA & DNA Extraction Kit

【包装规格】96T/盒

【预期用途】本试剂盒利用能结合病毒 RNA&DNA 的纳米磁珠，搭配独特的缓冲溶液系统，从 50~200ul 的样品中提取 RNA&DNA。可广泛应用于基因组学研究、疾病检测、食品安全及法医鉴定等领域。

【实验原理】本试剂盒利用含硅基材料的纳米磁珠，在高盐离子浓度、低 pH 值条件下吸附核酸，低盐离子浓度、高 pH 值条件下释放核酸的原理，完成核酸的快速提取。

【主要组成成分】

| 产品组成 数量 | |
|---------------------------------|-----------|
| 磁棒套 | 6 根 |
| Viral gDNA&RNA Extraction Plate | 16T × 3 板 |

【储存条件及有效期运输】所有缓冲溶液室温保存，有效期 1 年，2-8℃ 可保存 2

年。【适用仪器】杭州奥盛 Auto-pure 32A，西安天隆 NP968S

等全自动核酸提取平台【样本类型】实验室采集的动物泄殖腔拭子，血样等样品