

# 湖北武汉徕卡M80体视显微镜

产品名称	湖北武汉徕卡M80体视显微镜
公司名称	武汉斯玛特仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:徕卡 型号:M80
公司地址	武汉经济技术开发区莲湖路8号和普众创(集-HPZC-B048) (注册地址)
联系电话	13971043727

## 产品详情

湖北武汉徕卡M80体视显微镜 M50, M60 & M80

轻松检验、筛选、观察或记录

充满信心地处理您的日常检验、记录或工作，并保持更换的灵活性。在生命科学和工业应用中，徕卡 M 系列模块化体视显微镜是多种多样的任务之理想选择。

借助 M50、M60 和 M80，操作者可以看到大型样品的预览图，在显微镜下舒适工作，轻松采集重要细节的图像。

您的优势

通过广泛的人体工学附件和照明适配器，根据您的需求定制显微镜

完全符合人体工学的显微镜工作空间，让您舒适工作，从而提高生产率

利用 M50 的预设变倍步级或 M60 和 M80 的锁定光圈，可为重复性任务创建可追踪的测量步骤

简单的，就是好的

M 系列体视显微镜专为在实验室或制造业工作的操作者设计，为他们提供量身定制的解决方案。

体验 Leica 光学器件带来的工作感受，出色的分辨率与大景深搭配，让您一眼就能看清所有相关结构。

还可在样品总览和细微结构成像之间轻松切换。更换放大倍率时无需重新调焦 – 齐焦光学器件让您在所有变倍等级下都能保持样品聚焦。

轻轻一瞥，尽收眼底

三款显微镜均可在不同的放大倍率级采集可比较、可追踪的结果。这为重复性任务带来了准确性，例如电子检验或模式生物筛选。

M50 具有 5:1-变倍比，步进变倍具有 5 个固定变倍级别：6.3x、10x、16x、25x 和 40x – 可以 \*\*\* 重现结果。短主镜，光通量更高，并提供大工作距离，是动物外科学及类似应用的理想选择。

M60 具有 6:1-变倍比范围，可从 6.3x 至 40x 进行连续变倍，带有卡入式锁定光圈 – 可在特定的变倍比位置可靠地进行重复性检验和测量。该系统经过优化，拥有大视场，一眼所见的内容更丰富。

M80 具有 8:1-变倍比范围，可从 7.5x 至 60x 进行连续变倍，带有卡入式锁定光圈 – 提高您的洞察力和可靠性。经过优化，放大倍率更高，可在理想的对比度下看到更细微的结构。

模块化理念，灵活自如

无论您的工作需要丰富的照明类型、不同的物镜还是更大的支架，Leica Microsystems 总能为您提供称心如意的解决方案！

将您的显微镜安装在高度灵活、采用人体工学设计并可供多位用户使用的工作站。徕卡范围广泛的附件助您满足所有需求：

大中小型入射光底座：检查印刷电路板、金属工件或不透明研究样品 (例如蝇垫上的苍蝇) 等

TL 透射光底座：观察半透明样品或筛选模式生物 (例如斑马鱼)，或查找玻璃和硅胶模具上的缺陷

XL 通用底座：可容纳大工件，徕卡 XL 交叉载物台的行程路线可达 300 mm x 300 mm

摇臂和曲臂支架：检验体积非常大的工件，例如汽车部件或喷漆，或在解剖或拔吸管时调节您的视角

物镜：从各种消色差物镜和平消色差物镜中选择，具体取决于您的工作距离、FOV 等要求

Ergo 附件，助您工作提升效率。

每个人都是不同的个体 – 因此显微镜工作站需要具备很强的适应性，尤其是在多名用户共享使用时。人体工学附件能帮助显微镜操作者舒适工作，即使使用显微镜一整天也不会感到疲倦。

使用 Leica M 系列，您可以轻松调整您的体视显微镜，使之良好适用于多名用户。

可调整的观察高度能确保消除肩颈肌肉的紧张。

ErgoTube 为显微镜和用户的双眼架起桥梁，倡导直立坐姿。这对于身材高大的用户尤其重要。

ErgoModule

在目镜下方插入一个楔块，使显微镜目镜距离操作者更近。无论显微镜操作者多高，都能促进直立坐姿

正确的光照决定您所看到的内容

根据

您的样品

您的应用以及

您的任务，

照明对于您看得到或看不到的内容产生着巨大影响。

LED3000 RL 和 LED5000 RL 环形灯

\*\*\*常见的入射光解决方案可保证对大视场中的样品以恒定的色温提供明亮、均匀的照明。

其设计可匹配大多数物镜，视场中央无黑点