

温度显示车载样品转运箱

产品名称	温度显示车载样品转运箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

温度显示车载样品转运箱厂家简介：福意联是优良恒温设备优良具备“产品开发、销售，培训”能力的集成供应商。集中在北京的客服团队，为您提供耐心的产品选型；产品顾问，优良整合福意联（Fuyilian）仪表资源，可为您提供全套仪器设备优化采购方案；涵盖医疗、化工、建筑、电力、微生物等多学科的化采购团队，深谙需求，为您提供完善的供应链保障。

温度显示车载样品转运箱参数：

温度显示车载样品转运箱用途：

-门针对医疗药品、试剂、浆、样品等门设计；容积由30升到258升的压缩机运输箱，设计。数码显示屏实时显示箱体内部温度变化，耐振动，抗撞击，噪音小，操作方便，销售工艺为流水平。所有型号均可外接电源转换器，连接110-240伏交流电源，电压自动切换，让您使用起来更方便，更省心。

温度显示车载样品转运箱产品特点：

此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。

自动化霜功能，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。

使用三层中空玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

具有高低温报、温感器故障报,断电报，防止出现意外

具有按键锁功能，防止温度原有值设定的改变。门体锁锁，防止贵重药品出现意外。

售后：优良统一优良售后整机1年，压缩机3年，维护。

售后承诺:

我公司对货物的质量保证做出以下承诺：

保修阶段：设备验收合格后，进入保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的设备及系统自身出现质量问题，我方负责免费更换产品及系统调试，直达到要求。

维护阶段：系统保修结束后，我公司将对系统实施维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的损坏，我方将收取适当的费用予以维修恢复。

使用阶段：设备交付使用后，在保修期内出现故障，若因为设备质量问题，我公司负责免费更换设备；在接到用户通知后24小时内作出响应，及时排除问题，并可根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。

初次使用恒温箱时注意事项：1、检查电恒温箱安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。按照说明书的要求进行优良检查。4、检查电源电压是否符合要求。电恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单波动允许在187~242伏之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会燃烧压缩机。5、电压过圈：电压过低，会使压缩机启动困难，造成频繁启动，也会烧坏电动机。电恒温箱应用用三孔插座，单独接线

装接地线。设置接地线时，不能用自来水和管道做接地线，更不能接到线和避雷针上。6、检查无误后，电恒温箱启动，细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪声较大，应检查电恒温箱是否接触，并做好相应的调整。有较大异常声音，应立即切断电源。7、电恒温箱在存放食物前，先空载运行一段时间，食物，存放的食物不能过多，应尽量避免电恒温箱长时间满符合运行。