

-20度试剂冷链车载冰箱

产品名称	-20度试剂冷链车载冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

-20度试剂冷链车载冰箱 试剂零下20度运输箱公司说明-

北京福意电器有限公司本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借的、良好的、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

-20度试剂冷链车载冰箱 试剂零下20度运输箱产品说明：

可用于、样品、生物试剂、运输保冷、制品、成分样、采集、食品等冷藏保温。适用于医疗卫生、检测、科研试验、采样等样品保存、车载冷链运输等。

-20度试剂冷链车载冰箱 试剂零下20度运输箱实际使用图片：

-20度试剂冷链车载冰箱 试剂零下20度运输箱参数：

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量	
-12 ~ 10 系列	FYL-YS-50LL	70w	12-24V/220v	430 × 480 × 510mm	23KG	
	FYL-YS-100LL	70w	12-24V/220v	480 × 490 × 840mm	25KG	
(立式侧开门)	-25 ~ 25 系列 (FYL-YS-18A	35W	520 × 270 × 360mm	9.5KG	
	卧式上开门)	FYL-YS-25A	520 × 270 × 420mm	10.2kg		
-25 ~ 10 系列	FYL-YS-30L	45W	560 × 400 × 398mm	18KG		
	FYL-YS-45L	50w	650 × 400 × 430mm	20KG		
	(卧式上开门)	FYL-YS-60L	55w	650 × 400 × 520mm	22.5KG	
	FYL-YS-108L	60w	605 × 570 × 932mm	27.5KG		
	FYL-YS-158L	955 × 585 × 825mm	37KG			
	FYL-YS-178L	75w	965 × 520 × 855mm	39KG		
	FYL-YS-258L	85w	1040 × 630 × 910m	54KG		

		m		
	FYL-YS-228L	1048 × 560 × 905mm		
-18 ~ 10 系列	FYL-YS-73A	80W	791x483x533mm	31KG
	FYL-YS-95A	80w	791x483x633mm	34KG
(冷藏和冷冻一体)	FYL-YS-117A	791x483x733mm	38KG	
)		3mm		

-20度试剂冷链车载冰箱 试剂零下20度运输箱产品特点：

- 1、本冰箱为卧式车载福意联冰箱，可根据需要调节温度，一起满意深冷速冻和保鲜需要;
- 2、基本配置 可用于保存浆、生物材料、、药剂等；适用于科研、、医院、及
- 3、选用优良的优良压缩机制冷，数字式接触按钮操控温度,当令显现温度改变状况，并可以自在调节。、，节能轻便，运用寿命长,耗电少，布简略，体积细巧，室表里均可运用
- 4、速冻开关设置满意你不同的需要。
- 5、经过抗波动抗震动测试，性能温度。
- 6、发泡门体保温效果更好，更利于物品的保存
- 7、意大利电子温控器，温度随你调节
- 8、电子温控，恒温-19 -10 ，精度±2 ，数显温度指示。
- 9、DC12V/24V电源，适用车载运送。(选配AC220V电源)
- 10、选用优良的密封式压缩机，不含氟利昂。
- 11、箱体，优良PU保温层，密封保温性能好，多种维护装置：低电压维护装置，电路保险丝维护，自动电方向维护装置。

-20度试剂冷链车载冰箱 试剂零下20度运输箱注意事项：冷藏冷链管理制度一、冷藏的运输必须用冷藏箱，取冷藏时必须配置相应的冷藏设备。二、冷藏运输过程中，冷藏发放、运送、接收人员要进行温度记录。三、冷链设备必须做到物，不得挪作它用。四、冷藏要进入冷链系统保存，并由人负责保管。五、冷藏保存期间要进行温度，每天上班后和下班前各测量1次冷藏温度，并如实记录结果；做好停电、停机、故障记录，管理员因故外出不能进行日常时要做好交接班。六、贮存的冷藏要摆放整齐，冷藏与箱壁，冷藏与冷藏间应有 1-2cm的空隙，冷藏要按品名和失效期分类摆放。七、冷链设备要经常进行保养，经常保持电冰箱的清洁，做到无灰尘、无污迹，电冰箱蒸发qi结霜温度超过4小时要及时化霜和除霜，长期停止使用时，应将箱内外擦净，每周开机2小时。冷藏箱和冷藏背包使用过擦净水迹，保持箱内干燥和清洁。八、冷链设备出现异常或故障应及时报告，由人员进行检查和修理，非人员不得随便拆卸。