

实验室试剂储存冰箱

产品名称	实验室试剂储存冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

化学试剂储存冰箱公司简介

福意联 (FU.YI.LIAN) 新型恒温系列冰箱 (柜) 是采用优良的微电脑控制和制冷技术及热补偿功能制造的一多功能、多用途的产品,。可广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、农业、畜牧业等领域中,福意联 (FU.YI.LIAN) 凭着高度一体化的综合实力,福意联 (FU.YI.LIAN) 企业已成为一家自制率高达75%的行业企业。

化学试剂储存冰箱公司产品介绍

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.) 是一家从事高品质恒温冷藏设备、销售和服务的公司。公司致力于研究国际医疗及实验室恒温冷藏设备,现已经与国内外数百家的仪器设备经销商建立了稳定的合作关系。我们不仅能够为国内医疗及实验室提供高品质的仪器设备、优质的服务,并且能为客户设计、研究方面的提出各种系统解决方案建议。

化学试剂储存冰箱图片

化学试剂储存冰箱产品特点

人本设计,操作方便,美观大方。

玻璃门双锁控制,内置。

三重报警功能更安全。

压缩机制冷和PTV陶瓷加热技术更安全。

温度探头的测量端伸在恒温箱内部的空气中，不能与物体或是箱壁接触，实时监测箱内的温度。

风直冷制冷系统，通过电磁阀控制冷藏室的温度。

变频压机控制，具有运转平稳、节能等优点。

化学试剂储存冰箱产品参数

------(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8
外型尺寸:430 × 480 × 640 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8 外型尺寸:480 × 490 × 840=
===== (4-38度系列)
型号:FYL-YS-50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430 × 480 × 510 型号:FYL-YS-100L
温度:4 ~ 38 外型尺寸:480 × 490 × 840 型号:FYL-YS-138L 温度:4 ~ 38 外型
尺寸:540 × 550 × 840=====

===== (2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 865 型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 590 × 1215 型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 1445 型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 695 × 1315 型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805===

===== (2-48度系列)大
型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:1265 × 680 × 1830 型号:FYL-YS-1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150==

===== (-12-10度系列)
)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12 ~ -10 外型尺寸:430 × 480 × 510 型号:FYL-
YS-100LL 温度:-12 ~ -10 外型尺寸:480 × 490 × 840=====

===== (2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-YS-100E
温度:2 ~ 8 外型尺寸:480 × 490 × 840=====

===== (-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-YS-128 温度:-30 ~
10 外型尺寸:550 × 560 × 850=====

=====

化学试剂储存冰箱售后

售后服务承诺：福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合国家质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关国家或行业认证证书。

三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

(3) 带磨口塞的仪器（包括容量瓶、酸式滴定管、比色管、试剂瓶等）在清洗前必须先作记号，塞口不能互混。带磨口塞的仪器长期不用时，磨口塞应垫一张纸片，磨口塞间若有沙粒时不能用力转动，磨口塞间不能用去污粉擦洗，以免损伤。