

妮贝尔医用护理垫成人床单

产品名称	妮贝尔医用护理垫成人床单
公司名称	宜昌市蓝琪儿医疗用品有限公司
价格	1.50/片
规格参数	品牌:妮贝尔 规格:75-150 60*90 产地:湖北
公司地址	宜昌市夷陵区锦江东路1号
联系电话	0717-7521711 18986802372

产品详情

让使用者侧卧，将护理垫展开并向内折起1/3左右，放置在使用者的腰部位置。护理垫表面拥有菱形表面压纹，可以有效疏导尿液，配合内部的高分子聚合物，能够迅速吸收液体，防止反渗

成人护理垫如何正确使用

2

让使用者翻转侧卧，将折起的一面铺平

3

平铺后让使用者平躺，确认护理垫位置，即可让使用者安心卧床，安顾宜成人护理垫拥有60*2250px的超大面积，使用者可随意翻身变换睡姿，无须担心侧漏。

4

成人护理垫使用后处理方法

- 1、将护理垫的脏湿部位向内侧包装卷后，再进行处理
- 2、如果护理垫上沾有大便，请先倒入厕所处理

END

注意事项

请勿把使用后的护理垫扔进马桶

外出时使用过的护理垫请带回家处理