

尼康SMZ1000体视显微镜

产品名称	尼康SMZ1000体视显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:尼康 型号:SMZ1000 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

尼康SMZ1000体视显微镜

尼康SMZ1000体视显微镜

技术参数

项目	SMZ1000
光学系统	平行光路变焦系统
放大倍率	4X - 480X
用于同轴落射照明	6X - 540X
目镜筒	P-BT型标准双目镜筒；P - BTL型可倾式双目镜筒； P - BERG型可倾式双目镜筒
目镜倾角	20°（标准双目和低眼点双目）；0 - 30°（可倾式 双目）
瞳距调节	48 - 75mm
目镜（屈光度调节）	C - W10X（F.N.22）；C-w20X（F.N.12.5）；C- W30X（F.N.7）
变焦范围	0.8X-8.0X
变焦比	10:1
物镜	P-Plan Apo 0.5X,1X;P-ED Plan 1.5X,2X;P- Plan1X;P0Achrom 0.5X;P-ERG Plan

照明系统	1XERGO* (*接在SMZ1000上时, 变倍放大率大于1X)
底座	P - ICI2同轴落射明器 (12V - 100W卤灯) (中间倍率为1.5X); G - LS型 6V - 10W照明器 (带绕形支臂或G - ELA绕形支臂); C - DSLS型6V - 20W照明器 (带绕形支臂); C - FPS型荧光 环形照明器; G - FIR型光纤环形照明器 (12V - 100W卤素灯); C - FID光纤分叉照明器 (12V - 100W卤素灯); C - PS聚焦底座; C - PSC聚焦底座了; C - DS透身底座S; C - PS160平板底座; C - DSS透射底座; C - DSD透射底座; G - BD明/暗视场透射底座; P - THS教学头; 底座; 带载物台的厚底座
项目	SMZ1000
光学系统	平行光路变焦系统
放大倍率	4X - 480X
用于同轴落射照明	6X - 540X
目镜筒	P-BT型标准双目镜筒: P - BTL型可倾式双目镜筒; P - BERG型可倾式双目镜筒
目镜倾角	20° (标准双目和低眼点双目); 0 - 30° (可倾式双目)
瞳距调节	48 - 75mm
目镜 (屈光度调节)	C - W10X (F.N.22); C-w20X (F.N.12.5); C-W30X (F.N.7)
变焦范围	0.8X-8.0X
变焦比	10:1
物镜	P-Plan Apo 0.5X,1X;P-ED Plan 1.5X,2X;P-Plan1X;P0Achro 0.5X;P-ERG Plan 1XERGO* (*接在SMZ1000上时, 变倍放大率大于1X)
照明系统	P - ICI2同轴落射明器 (12V - 100W卤灯) (中间倍率为1.5X); G - LS型 6V - 10W照明器 (带绕形支臂或G - ELA绕形支臂); C - DSLS型6V - 20W照明器 (带绕形支臂); C - FPS型荧光 环形照明器; G - FIR型光纤环形照明器 (12V - 100W卤素灯); C - FID光纤分叉照明器 (12V - 100W卤素灯);
底座	C - PS聚焦底座; C - PSC聚焦底座了; C - DS透身底座S; C - PS160平板底座; C - DSS透射底座; G - BD明/暗视场透射底座; P - THS教学头; 底座; 带载物台的厚底座