

宠物专用盒装线兽用盒装线可吸收线

产品名称	宠物专用盒装线兽用盒装线可吸收线
公司名称	中益（山东）宠物食品有限公司
价格	120.00/盒
规格参数	品牌:山东海迪科 型号:50m 产地:山东
公司地址	菏泽市单县东城办事处天福路南端路西88米
联系电话	17615565236

产品详情

山东海迪科生产的兽用盒装线有可吸收缝合线和非可吸收缝合线,可吸收缝合线有PGA盒装线, PDO盒装线,聚丙烯盒装线,PGLA盒装线,平制羊肠线盒装线,铬制羊肠线盒装线.其中羊肠线盒装线为伽马射线灭菌,其余为环氧乙烷灭菌.兽用盒装线包装为50-100米/盒.山东海迪科生物技术有限公司可根据客户指定米数装线.

山东海迪科生产的宠物兽用缝合线使用密封盒装，因此也称为兽用盒装线。兽用盒装线按照其吸收能力分为可吸收缝合线和非可吸收缝合线两种。手术中使用可吸收缝合线有点是缝合后不用拆线，缝合线可自行吸收。

兽用可吸收缝合线主要分为以下几种：

羊肠线兽用盒装线

羊肠线是取自牛羊的肠粘膜，根据是否经过铬化物溶液浸制处理，可分为平制羊肠线和铬制羊肠线。铬制羊肠线为深棕色，平制羊肠线相对颜色浅些。羊肠线采用伽马射线灭菌，一盒25m至100m长度不等，可根据客户指定米数装线。

PGA 兽用盒装线

PGA兽用盒装线是多股编织线，线体为紫色，可吸收，组织反应小。缝线质软，手感好，医生操作方便，线结易定位，无磨损，结节牢固可靠。25-100米/盒，环氧乙烷灭菌。

PGLA兽用盒装线

PGLA兽用盒装线主要材料构成为蛋白质、天然胶原蛋白、高分子化学合成物，为可吸收缝合线，多股编织，25-100米/盒，环氧乙烷灭菌。

PDO 兽用盒装线

PDO兽用盒装线采用环氧乙烷灭菌方法，组织反应小，不用拆线，减少手术带来的痛苦。PDO可吸收缝合线根据体质不同，一般200天可完全吸收。山东海迪科

兽用PDO缝合线采用盒装，25-100米/盒，环氧乙烷灭菌。

兽用非可吸收缝合线

灭菌方法：环氧乙烷灭菌

产品包装：25-100米/盒

非可吸收线分为四种：1，丝线盒装线 2，尼龙盒装线 3，涤纶盒装线 4，聚丙烯盒装线

丝线盒装线

丝线盒装缝合线是外科手术使用广泛且是基本的缝合线。丝线缝合线是非可吸收缝合线，多股编制而成，柔软强韧，易打结，不易脱落，容易操作。多用于缝合各种组织、脏器及血管等，在组织反应极小。

因在体内不能吸收而存在异物。丝线缝合线为黑色，容易与组织颜色区分。我公司生产的丝线缝合线已经环氧乙烷灭菌，不宜重复灭菌使用，包装破损严禁使用。 USP: 8/0 - 4.

尼龙盒装线

尼龙盒装缝合线原材料为聚酰胺6，颜色为蓝色或者黑色，由于其为单股线，表面光滑，所以在宠物缝合时，线体不易对组织造成损坏。尼龙盒装缝合线的抗张力及韧性均大于丝线。 USP：12/0 - 4。

涤纶盒装线

涤纶盒装缝合线是除铜线外强韧的缝合线，有墨绿色和蓝色两种颜色，由多股编制而成，抗张力度高，线号USP:6/0 - 4。

聚丙烯盒装线

聚丙烯盒装线为蓝色单股不可吸收缝合线，线体表面非常平滑，不拖曳组织，通过组织顺畅。良好的组织相容性，组织反应低，主要用于

软组织缝合。USP: 7/0 - 3。