

# 手术室液体加温设备(37度)

产品名称	手术室液体加温设备(37度)
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 联系人:李杨 电话:13910804787
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册地址)
联系电话	13910804787

## 产品详情

福意联手术室液体加温设备(37度)产品的临床

### 1、预防术中低体温症

在临床手术当中，术中低体温是较为常见的并发症，尤其是对于那些老年人、小儿、复杂疑难手术以及长时间手术的患者来说更容易发生。术中低体温会带来许多不良后果，如增加循环阻力、增高术中和术后的交感神经张力、增高液黏滞度以及使外周管收缩等，对患者的身体健康造成了严重危害，同时对手术造成了大的风险因素。基于此，本企业邀请和长期从事围手术期医护工作者及主任医师研究与探讨了手术当中切实有效的保温方法，并经营出了注射液加温柜产品，解决了手术中低体温症带来的手术风险问题，为广大医务工作人员在术中提供了有效的防护措施，将术中低体温对患者造成的不良影响降到。

### 2、预防术中寒颤

术中由于各种因素的影响使患者容易出现体温下降而导致寒颤，如手术间温度低于22度、各种操作影响，特别是术中用温度较低的冲洗液冲洗腹腔、静脉输注大量的温度较低的液体，使患者的体温下降，突出的表现为寒颤。为预防手术患者发生寒颤这一现象，利用注射液加温柜产品采取对冲洗液、输注液体如生理盐水、甘露醇等药液的加温保温，有效的解决了术中寒颤问题的发生。

### 3、降低术后感染率

在围手术期内，防止术后外部伤口及内部感染，是保手术成功和患者康复的重要因素和环节。在以往认为做好相关清洗及清洁工作即可有效防止感染的出现，而院感科的深入调查研究及临床实践明，在手术时用于冲洗腹腔及伤口的冲洗液和输注液体时的温度会间接影响术后感染率的发生，因使用过高或者过

低温度的液体都会对造成破坏，因此使用接近于人体温度（37度）或高于人体温度3-5度的冲洗液体，会有效的减少围手术期的感染率。

## 手术室液体加温设备(37度)使用科室介绍

手术室液体加温设备(37度)加温物品以及适用科室：  
常用需要加温的液体/物品（基本和人体温度一致）：生理盐水：急诊科，手术室、甘露醇  
：急诊科，神经内科、神经外科、手术室、药剂科、病房、护士造影剂  
：放射科，CT室，导管室。冲洗液：急诊科，手术室、伏：急诊科，导管室、B超液  
：彩超室，B超室、透析液：透析科，内科、剂  
：急诊科，手术室、化钠注射液：急诊科，手术室、ICU:毛衣/被服加温：37度

## 手术室液体加温设备(37度)产品参数

普通系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48  
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48  
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48  
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48  
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48  
外型尺寸：595×680×1805mm

高配款系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100  
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100  
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100  
外型尺寸：595×675×1795mm

大型款系列：型号:FYL-YS-828L 温度:2~48  
外型尺寸:1265×680×1830mm 型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48  
外型尺寸:1265×680×2150mm

北京福意联公司冷藏柜，低温冰箱，车载运输箱，便携保温箱等等产品。其采用了新型单压缩机混合工质制冷，已形成了4、2~8、2-48、10~-25、10~-30、4-38、10-65、几大系列产品，产品现广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、科研实验室，，农业、业等域中。