

标准通风柜 赛勒斯 台州通风柜

产品名称	标准通风柜 赛勒斯 台州通风柜
公司名称	苏州赛勒斯实验室技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹中路
联系电话	18994303601

产品详情

公司主要销售产品包括实验台、通风柜、药品柜、钢瓶柜、器皿柜、安全柜、天平台、超净工作台、传递窗、PP产品系列、不锈钢制品、实验室常用配件等。欢迎新老客户来电咨询！

局部排风罩是局部排风系统的重要组成部分。它的效能对整个排风系统的技术经济性能具有十分重要的影响。设计完善的局部排风罩可用较小的风量获得i佳的控制效果，并且保证工作区的有害物质浓度符合国家卫生标准的规定。排风罩按密闭程度分，有密闭式排风罩、半密闭排风罩和开敞式排风罩。

公司主要销售产品包括实验台、通风柜、药品柜、钢瓶柜、器皿柜、安全柜、天平台、超净工作台、传递窗、PP产品系列、不锈钢制品、实验室常用配件等。欢迎新老客户来电咨询！

实验室中安装通风柜，步入式通风柜，其主要的目的就是排风，改善环境等等。而我们都知，每个实验室中都会接触到有害气体，此时如果这些气质不经排出，会造成实验人员的安全受到影响。特别是在一些大型试验过程中，你一定要作为各种防护错误，pp通风柜 价格，避免给自己造成人身损坏。

通风柜的安全性

安全性是通风柜追求的1大使命，实验室使用通风柜就是要保证使用者的安全及防止对周围环境的污染。

- 1、采用三段式排风结构、有效地排出有害气体。
- 2、流线形手把，手把与玻璃之间留有空隙由于空气在台面上的流动是旋转的，台州通风柜，从面保证有效地的进气。
- 3、设置视窗防落销，万一钢丝绳脱落玻璃视窗意外落下，有了防落销就会接住，防止碰伤人员。

注意事项

在实验开始以前，必须确认通风柜应该处于运行状态，标准通风柜，才能进行实验操作。

实验结束前至少还要继续运行5分钟以上才可关闭通风机，以排出管道内的残留气体。也可考虑安装排风时间延1时器，确保通风机延迟运行。

标准通风柜-赛勒斯-台州通风柜由苏州赛勒斯实验室技术有限公司提供。苏州赛勒斯实验室技术有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州赛勒斯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈忠。