

合创毛发毒品检测仪 银川手持毒品毛发检测仪

产品名称	合创毛发毒品检测仪 银川手持毒品毛发检测仪
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

产品详情

手持毒品毛发检测仪可检测的各种方法、时效和优劣势。下面由小编为大家做的一些检查分析，希望以下的内容能够给大家带来帮助。

常见的毒品检测大致是有：尿液检测、唾液检测、血液检测、毛发检测

尿液检测主要特点是快速、方便、便于携带等。目前大量适用于个人、医院是目前检测毒品的常规试剂之一。尿液检测的追溯期为一周（检测时间为后三、四天内），因此就可能出现，瘾君子在一周前或者在尿液的样本掺假、尿液还可能与常用的合法产生交叉反应，很容易造成假阳性结果。

点荧光技术

点(简称QDs,又称半导体纳米粒子)是由 \sim 族或 \sim V族元素组成的，半径小于或接近于激光玻尔半径，能够接受激发光产生荧光的一类半导体纳米颗粒。

【河南合创物联信息科技有限公司】专业销售产品，产品秉承客户至上，获得了广大客户的信赖。我们竭诚为您服务。欢迎您来公司实地考察！

为了提供更精准更现代化的服务，在原便携式毛手持毒品毛发检测仪的基础上，又推出外形更便捷、功能更强大的新一代手持毒品毛发检测仪。你知道手持毒品毛发检测仪为什么可以检测出毒吗？下面是小

编为大家做的分析，我们一起来了解一下吧。

这需要先讲毛发的构成。人体毛发的主要成分是角质蛋白，约占97%。毒品会参与到人体的新陈代谢，毒品的代谢产物会进入新生毛发的角蛋白中。对于已经生长出来的毛发，毒品的代谢物也会通过汗腺或皮脂的分泌而进入人体。其实，对于毒品检验来说，无论人体中哪种形式的毒品，毛发都扮演着非常重要的角色。

打开耗材箱，取出毛发采集工具，从嫌疑人头上剪取200根左右的头发。注意采集人员佩戴好橡胶手套；

将剪取的头发剪碎成1mm每段；将碎发置入裂解液中，并摇匀，等待3-5分钟；禁毒工作人员打开专用毛发毒品检测箱，取出有关配套产品。录入信息，把放入机器背面，手持毛发毒品检测仪自动识别。

【河南合创物联信息科技有限公司】建立了以客户为中心的快速反应及反馈机制，形成了以“诚信、品质、成就、创新”的企业文化。

手持毒品毛发检测仪的使用方法有三个步骤，大家知道是什么呢？想必很多人不是很了解吧，接下来就由河南合创物联信息科技有限公司为大家介绍一下吧。

取3-5CM头发50左右放入管；在处理管中加入1-1.5ML溶液；将头发专用处理管放入测试仪的承载板中。

毛发品检测方法无需每月都检，可以适当降低检测频率（每季度一次或半年一次长期跟踪），提高工作的效率，被检测人员亦无需高频率的往返特定场所进行检测，从而可以降低检测工作成本。

【河南合创物联信息科技有限公司】与时俱进、不断创新，打造用户需求的产品，解决用户的需求与痛点，让公司成为业界口碑的企业，欢迎新老客户前来考察，我们竭诚为您服务。