

毛发毒品检测招商【合创物联】福州毛发毒品检测

产品名称	毛发毒品检测招商【合创物联】 福州毛发毒品检测
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

产品详情

毛发毒品现场检测仪以毛发作为检测样本，整个检测流程不超过3分钟，能够对多种毒品同时快速精准检测，而且能将多种毒品定性定量结果和数值打印出来，作为现场收戒查验处置提供依据。毛发毒品现场检测仪的使用，不仅大大提高禁毒工作人员的工作效率，而且在禁毒工作中取得了新的工作成效。

【合创物联】是一家致力于检测分析仪器生产与研发的系统集成服务及销售为一体的高科技民营企业，我们立志于为用户提供快速、准确而的分析测试仪器。

毛发毒品检测仪有哪些优势?毛发检测仪毒检可以检查多久?

随着技术的进步，如今的毒品检测手段已经有了质的飞跃性，当然除了传统的尿液检查和血液检测外，毛发检测也是越来越普及，毛发检测相对于传统的检查方法，可延长毒品的追溯期，使检测更加准确省力。

毛发毒品检测仪检测时长短，不仅可以检测出多种毒品成分，甚至通过分析其成分特征可以找到毒品的产地、来源，这也为缉毒人员提供了重要的缉毒线索。

而且毛发检测具有稳定性，就像DNA检测一样，不需要旁证，一旦检测结果呈阳性且该人有食用毒品的前科，就可以立即判定为食用过毒品。

并且通过毛发检测食用毒品的时间可追溯长达6个月，也就是说，在6个月之内只要“碰”过毒品，就会

被检测出来。

使用毛发毒品检测仪前要做什么？具体流程是什么？准备新的锯齿剪刀或理发剪刀（或由附近理发店的理发师协助）。提取毛发样本时，工作人员应佩戴一次性手套，在嫌疑食用毒品人员的头顶后部采集发根端3厘米以内的头发。在干净的信封上应当填写样本编号、提取日期和提取人等信息。然后，在两张封条上由被提取人签名，用封条分别将信封予以封存。拍照固定，附卷。但也需要注意的是，提取不同人员的毛发，应当分别提取，及时清理采样过程中提取器材上的残留物，并对器材予以消毒，确保样本不被交叉污染。提取不同人员的毛发，应独立包装、统一编号。

毛发毒品检测仪具有独特优势，检测时限长、毒品滥用信息全，样本抗腐蚀、易采集保存、可重复取样等。其中，检测时限长是比较突出的优点，根据毛发长度可反映几周至数月的用药情况，时间可长达3~6个月的毒史，与尿液检测技术相结合，可以客观评价被检测者滥用毒品的情况，满足禁毒工作的需求。