

石油焦检测仪器 石油焦含硫量化验设备

产品名称	石油焦检测仪器 石油焦含硫量化验设备
公司名称	鹤壁慧尔仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:全自动石油焦测硫仪 温度:1050 分析时间:5分钟
公司地址	鹤壁经济开发区卫河路与工贸巷交叉口西北角（注册地址）
联系电话	13503920302 13803921769

产品详情

石油焦检测仪器 石油焦含硫量化验设备 石油焦检测仪器 石油焦含硫量化验设备 测试石油焦含硫量仪器，化验石油焦灰分的仪器，石油焦热值化验设备，检测石油焦热量的设备，化验石油焦全硫的设备，微机全自动石油焦定硫仪，检测硫的仪器，化验焦粉硫的设备

产品参数及特点：

电源：220V ± 20V,50Hz 大功率 2.5 Kw

测流范围：0.01%—99%，分辨率0.01.

准确度：符合GBT214-2007标准样品的允许误差范围。

一次性20个样品的不间断实验；可单个或多个续增样品，灵活自动。

提醒方式：智能语音播报提醒。

分析时间：分析时间可设定，自动判断实验结束终点。

数据存储：支持近期2000条实验数据的“连续滚动”存储。

智能精控技术。

温度显示：环境温度—1199，分辨率1

温度控制：700 —1190，目标温度可自由设定。

升温时间：25分钟左右升到 1150 ± 5 。

操作方式：大屏幕直接触控操作

具备实验数据导出功能，可配置电脑，实现报表的自定义打印。

具备万向脱扣保护的硬性功能。

自适应硅碳管阻值，使用时间更长。

自动控制搅拌开停及速度，自动控制气路部分开停。摒弃传统测硫仪净化搅拌采人为控制的方式，净化搅拌实现了全自动控制，有效延长搅拌电机及气泵的使用寿命，有效避免了人为操作失误。

采用双独立霍尔元件定位方案，实现了多段送样连续可调，兼容高硫和快硫的试样测定

工业一体化外观设计，大方，维护方便。

卧式高温炉体设计，有效保障恒温区的稳定形成。

产品尺寸：900mm × 500mm × 420mm

产品重量：45 KG
